

STEELMAN SUPERB

04-055-3

**DAUGIAFUNKCINIS NEJGALIOJO VEŽIMĖLIS
DAUDZFUNKCIONĀLS RĀTINKRĒSLIS
MULTIFUNKSIONAALNE RĀTASTOOL**

LT

LV


EE






- LT** Naudojimo instrukcija
- LV** Lietošanas instrukcija
- EE** Kasutusjuhend




- LT** Šią naudojimo instrukciją PRIVALOMA pateikti gaminio naudotojui.
PRIĖŠ NAUDOJANT šį gaminį PRIVALOMA perskaityti naudojimo instrukciją ir išsaugoti ją, kad galėtumėte pasinaudoti ja ateityje.
- LV** Šī lietošanas instrukcija OBLIGĀTI jāizsniedz preces lietotājam.
PIRMS produkta lietošanas šī instrukcija ir OBLIGĀTI jāizlasa un jāsauglabā turpmākai uzziņai.
- EE** See kasutusjuhend TULEB anda toote kasutajale.
ENNE selle toote kasutamist TULEB see kasutusjuhend läbi lugeda ja edaspidiseks kasutamiseks alles hoida.




1 pav. / 1. attēls / Joonis 1*2 pav. / 2. attēls / Joonis 2**3 pav. / 3. attēls / Joonis 3*


4 pav. / 4. attēls / Joonis 4




5 pav. / 5. attēls / Joonis 5




6 pav. / 6. attēls / Joonis 6




7 pav. / 7. attēls / Joonis 7




8 pav. / 8. attēls / Joonis 8




9 pav. / 9. attēls / Joonis 9




10 pav. / 10. attēls / Joonis 10




11 pav. / 11. attēls / Joonis 11




12 pav. / 12. attēls / Joonis 12




13 pav. / 13. attēls / Joonis 13




14 pav. / 14. attēls / Joonis 14




15 pav. / 15. attēls / Joonis 15




16 pav. / 16. attēls / Joonis 16




17 pav. / 17. attēls / Joonis 17




18 pav. / 18. attēls / Joonis 18




19 pav. / 19. attēls / Joonis 19




20 pav. / 20. attēls / Joonis 20




21 pav. / 21. attēls / Joonis 21




22 pav. / 22. attēls / Joonis 22




23 pav. / 23. attēls / Joonis 23




24 pav. / 24. attēls / Joonis 24




25 pav. / 25. attēls / Joonis 25




26 pav. / 26. attēls / Joonis 26




27 pav. / 27. attēls / Joonis 27




28 pav. / 28. attēls / Joonis 28




29 pav. / 29. attēls / Joonis 29




30 pav. / 30. attēls / Joonis 30




31 pav. / 31. attēls / Joonis 31




32 pav. / 32. attēls / Joonis 32




33 pav. / 33. attēls / Joonis 33




34 pav. / 34. attēls / Joonis 34




35 pav. / 35. attēls / Joonis 35



36 pav. / 36. attēls / Joonis 36




37 pav. / 37. attēls / Joonis 37







38 pav. / 38. attēls / Joonis 38



39 pav. / 39. attēls / Joonis 39




40 pav. / 40. attēls / Joonis 40







41 pav. / 41. attēls / Joonis 41




42 pav. / 42. attēls / Joonis 42




43 pav. / 43. attēls / Joonis 43




44 pav. / 44. attēls / Joonis 44




45 pav. / 45. attēls / Joonis 45




46 pav. / 46. attēls / Joonis 46




47 pav. / 47. attēls / Joonis 47




48 pav. / 48. attēls / Joonis 48




49 pav. / 49. attēls / Joonis 49




50 pav. / 50. attēls / Joonis 50




51 pav. / 51. attēls / Joonis 51




52 pav. / 52. attēls / Joonis 52



53 pav. / 53. attēls / Joonis 53




54 pav. / 54. attēls / Joonis 54




SIMBOLIAI


Šioje instrukcijoje įspėjimai žymimi specialiais simboliais. Kartu su simboliais pateikiama antraštė, kur nurodomas pavojaus rimtumas arba svarbiausia informacija.


i Pateikiama pagrindinė informacija, rekomendacijos ir informacija apie efektyvų ir sklandų naudojimą.


 **ĮSPĖJIMAS / ATSARGIAI** – Naudojant įrenginį būkite atsargūs. Tam tikroje situacijoje naudotojas turi būti budrus arba imtis veiksmų, kad išvengtų nepageidaujamų pasekmių.


 **DĖMESIO!** Šis ženklas naudojamas itin svarbioms jūsų saugumo užtikrinimo temoms žymėti. Perskaitykite naudojimo instrukciją.

SAUGOS INFORMACIJA

 **ĮSPĖJIMAS**
Bet koks kitoks ar neteisingas naudojimas gali sukelti pavojingą situaciją.

 **ĮSPĖJIMAS**
Nelaimingų atsitikimų ir sunkių sužalojimų rizika. Netinkamai suregulavus vežimėlį, gali įvykti nelaimingų atsitikimų, kurių metu gali būti sunkiai sužaloti žmonės. Neįgaliojo vežimėlį visada turi reguliuoti įgaliotasis pardavėjas.

 **ĮSPĖJIMAS**
Rizika dėl pagal esamas sąlygas netinkamo vairavimo stiliaus. Važiuojant per šlapią žemę, žvyrą ar nelygų reljefą kyla slydimo pavojus. Visada pritaikykite greitį ir vairavimo stilių prie sąlygų (oro sąlygų, paviršiaus, individualių gebėjimų ir t. t.).

 **ĮSPĖJIMAS**
Susižalojimo rizika. Susidūrimo metu galite susižeisti kūno dalis, esančias už vežimėlio ribų (pvz., pėdas ar rankas). Venkite susidūrimo nestabdant; Niekada nevažiuokite į objektą į jį atsukę priekiu; Atsargiai važiuokite siaurais pravaživiais.

SAUGOS INFORMACIJA



ĮSPĖJIMAS

Rizika dėl nevaldomo vežimėlio. Važiuodami dideliu greičiu galite prarasti vežimėlio kontrolę ir apvirsti. Niekada neviršykite 7 km/h greičio. Apskritai venkite susidūrimų. Nesinaudokite eskalatoriais. Ant šlaito neikite atbulomis.



ATSARGIAI

Nudegimo rizika. Veikiami išorinių šilumos šaltinių vežimėlio komponentai gali įkaisti. Prieš naudojimą nelaikykite vežimėlio kaitrioje saulės šviesoje. Prieš naudodami patikrinkite visų su oda besiliečiančių dalių temperatūrą.



ATSARGIAI

Pirštų prispaudimo rizika. Visada kyla pavojus, kad judančios vežimėlio dalys gali prispausti, pvz., pirštus ar rankas.



ĮSPĖJIMAS

Nelaimingų atsitikimų rizika. Netinkamai nustatyti arba nebeveikiantys saugos įtaisai (stabdžiai, apsauga nuo apvirtimo) gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi. Prieš pradėdami naudoti neįgaliojo vežimėlį, visada patikrinkite, ar saugos įtaisai veikia, ir reguliariai leiskite juos patikrinti įgaliotajam pardavėjui.



ĮSPĖJIMAS

Nelaimingų atsitikimų rizika. Kad vežimėlis būtų tinkamai ir saugiai naudojamas, rekomenduojame laikytis saugos instrukcijų. Šis neįgaliojo vežimėlis sukurtas taip, kad sėdint užtikrintų stabilumą. Visi vežimėlio judesiai turi įtakos svorio centrui, todėl vežimėlis gali apvirsti.



ĮSPĖJIMAS

Užspringimo rizika. Saugokite jaunesnius nei penkerių metų vaikus nuo lengvo priėjimo prie vežimėlio. Dėl mažų konstrukcijoje naudojamų elementų vaikai gali juos praryti arba jais užspringti.

SAUGOS INFORMACIJA**ATSARGIAI**

Neįgaliojo vežimėlyje vienu metu gali sėdėti tik vienas asmuo.

**ATSARGIAI**

Judėdami laikykite kojas ant pakojo plokštelių. Nestovėkite ant pakojo plokštelių. Visada išlaikykite tinkamą pusiausvyrą. Naudotojai neturėtų perkelti savo svorio centro iš sėdimosios vietos.

**ATSARGIAI**

Rekomenduojame pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu, kad šis patartų, kaip įsėsti į vežimėlį ir iš jo išlipti. Įsėdimo (išlipimo) metu visada reikia įjungti stovėjimo stabdžius. Stovėjimo stabdžiai netinka neįgaliųjų vežimėliui stabdyti.

**ATSARGIAI**

Atkreipkite dėmesį į aplinkoje esančius pavojus, pavyzdžiui, siauras duris, laiptus, buitinius prietaisus, vaikų žaislus ir pan. Nesiekite daiktų, esančių toliau, nei siekia jūsų ranka.

**ĮSPĖJIMAS**

Nelaimingų atsitikimų rizika. Nebandykite važiuoti į įkalnę arba nuokalne, jei paviršius padengtas vandens, ledo arba alyvos plėvele. Nebandykite stabdyti vežimėlio važiuodami nuožulniu paviršiumi.

**ĮSPĖJIMAS**

Nelaimingų atsitikimų rizika. Nebandykite važiuoti per bortus ar kliūtis. Taip elgdamiesi galite apvirsti ir susižaloti arba sugadinti vežimėlį.

**ĮSPĖJIMAS**

Nelaimingų atsitikimų rizika. Niekada nepalikite nenaudojamo neįgaliojo vežimėlio ant nuožulnaus paviršiaus ar kitoje vietoje, kurioje jis gali sužeisti žmones ar sugadinti daiktus. Numatoma gaminio naudojimo trukmė - 5 (penkeri) metai, jei vežimėlis naudojamas kasdien ir laikantis saugos, techninės priežiūros instrukcijų ir pagal naudojimo paskirtį, nurodytą šioje naudojimo instrukcijoje. Po to vežimėlis turi būti perdirbamas. Neišmeskite neįgaliojo vežimėlio kartu su buitinėmis atliekomis (žr. skyrių „UTILIZAVIMAS“).

BENDROSIOS NUOSTATOS

ĮVADAS

Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiama svarbi informacija apie gaminio naudojimą. Siekiant užtikrinti saugų gaminio naudojimą, atidžiai perskaitykite instrukciją ir laikykitės joje pateiktų saugos rekomendacijų.

Atkreipkite dėmesį, kad šiame dokumente gali būti skyrių, kurie nėra susiję su jūsų gaminiu, nes šis dokumentas taikomas visiems esamiems modeliams. Jei nenurodyta kitaip, kiekvienas šio dokumento skyrius taikomas visiems gaminio modeliams.

PRATARMĖ

Dėkojame už parodytą pasitikėjimą Kid-Man® gaminiais. Kiekvienas gaminytis yra patikrintas gamykloje ir yra nepriekaištingos būklės. Linkime jums sėkmės ir tikimės, kad UAB Kasko Group | Kid-Man® neįgaliojo vežimėlis turės teigiamas įtakos jūsų kasdieniam gyvenimui.

GARANTIJA

Suteikiama 24 mėnesių garantija nuo įsigijimo datos. Bet kokie neleistini pakeitimai, atlikti be gamintojo patvirtinimo, panaikina gamintojo atsakomybę. Tai gali būti maksimalios naudotojo apkrovos viršijimas ir netinkamas gaminio naudojimas. Garantija galioja tik pateikus pilnai užpildytą garantinį kvitą. UAB Kasko Group | Kid-Man® (toliau – gamintojas), gavusi iš pirkėjo pretenziją, per 4 savaites nusprendžia, ar gedimui taikoma garantija. Jei netaikoma ir klientas sutinka, gamintojas, jei įmanoma, pašalina problemą. Visas išlaidas, įskaitant transportavimo, padengia klientas. Garantinis remontas nepratęsia garantijos laikotarpio.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Gamintojas neprisima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl:

- naudojimo instrukcijos nesilaikymo;
- netinkamo naudojimo;
- natūralaus nusidėvėjimo;
- netinkamo pirkėjo atlikto surinkimo, nustatymo arba trečiosios šalies atliktų techninių modifikacijų;
- nepatvirtintų trečiosios šalies priedų naudojimo vietoj patvirtintų gamintojo priedų;
- neteisėtos modifikacijos ir (arba) netinkamos atsarginės dalies naudojimo.

STANDARTAI IR TAISYKLĖS

Neįgaliojo vežimėlis atitinka:

- a) standartas EN 12183:2022 Rankiniai neįgaliųjų vežimėliai. Reikalavimai ir bandymo metodai;
- b) 2017 m. balandžio 5 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/745 dėl medicinos prietaisų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 bei panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB.

TINKAMUMO NAUDOTI LAIKAS

Numatoma gaminio naudojimo trukmė – 5 (penkeri) metai, jei vežimėlis naudojamas kasdien ir laikantis saugos, techninės priežiūros instrukcijų ir pagal naudojimo paskirtį, nurodytą šioje naudojimo instrukcijoje.
Pasibaigus naudojimo laikui, gaminys turi būti perdirbtas. Nemeskite gaminio kartu su buitinėmis atliekomis (žr. skyrių „UTILIZAVIMAS“).

INFORMACIJA APIE GAMINTOJĄ

Gamintojas: UAB „Kasko Group“ (registruotasis prekės ženklas Kid-Man®)

Adresas: A.Vivulskio 12D, Vilnius, LT-03221, Lietuva

Telefono Nr.: +370 5 265 0000

El. paštas: info@kid-man.com

Interneto svetainė: www.kid-man.com

INFORMACIJA APIE GAMINĮ

Gaminys: DAUGIAFUNKCINIS NEJGALIOJO VEŽIMĖLIS

Modelis: SteelMan SUPERB

REF: 04-055-3/39; 04-055-3/44; 04-055-3/49

NUMATYTOJI PASKIRTIS IR INDIKACIJOS

Nejgaliojo vežimėlis SteelMan SUPERB skirtas asistuojamam asmens, turinčio laikinų (pvz., kojų ar pėdų lūžių arba traumų) arba ilgalaikių (pvz., paralyžiaus, raumenų ir kaulų sistemos, neurologinių, pusiausvyros ar eisenos sutrikimų) judėjimo sunkumų, vežimui. Jį galima naudoti patalpose arba lauke.

Šio vežimėlio **negali stumti pats naudotojas**. Vežimėlį stumia **tik palydovas**, naudodamas stūmimo rankenas. Jo daugiafunkcinės savybės, tokios kaip pakreipimas, atlošimas ir reguliuojamos kojų atramos, suteikia paramą naudotojams, kuriems reikalingas didesnis stabilumas, padėties nustatymas ar pagalba išlaikant laikyseną.

i Šis vežimėlis turi būti užsakomas ir pritaikytas konkrečiai jūsų sveikatos būklei.

NUMATYTIEJI NAUDOTOJAI

SteelMan SUPERB nejgaliojo vežimėlis skirtas judėti asmenims nuo 15 metų (paaugliams ir suaugusiesiems), kurių maksimalus svoris yra 135 kg. Didžiausias nejgaliojo vežimėlio naudotojo amžius nėra apibrėžtas ir priklauso nuo konkretaus žmogaus.



ĮSPĖJIMAS

Nelaimingų atsitikimų rizika.

Draudžiama viršyti didžiausią saugią nejgaliojo vežimėlio apkrovą.


KONTRAINDIKACIJOS

Naudojant nejgaliojo vežimėlį pagal paskirtį, kontraindikacijų nėra.

GAMINIO ETIKETĖ

Identifikavimo etiketė yra pritvirtinta prie neįgaliojo vežimėlio rėmo (žr. paveikslėlj).

1. Gaminytis
2. Modelis
3. Dydis (sėdynės plotis)
4. Didžiausia apkrova
5. Gamintojas / kontaktiniai duomenys
6. Pagaminimo data
7. Unikalūs priemonės identifikatoriai (UDI) / serijos numeris (SN)
8. CE ženklas
9. Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis




PAKUOTĖS TURINYS

Neįgaliojo vežimėlis SteelMan SUPERB pristatomas kartoninėje pakuotėje ir yra paruoštas naudoti. Jei įmanoma, išpakavę išsaugokite kartoninę pakuotę. Vėliau jos gali prireikti vežimėlio laikymui arba grąžinimui. Gavę siuntinį patikrinkite, ar jis nebuvo pažeistas transportavimo metu.

- i** Jeigu pastebėjote pažeidimų, nedelsdami apie tai praneškite transporto įmonei.
- i** Patikrinkite pakuotės turinį, ir jeigu trūksta kurio nors žemiau išvardyto elemento, kreipkitės į vietinį platintoją.

Pakuotės turinys:


1. 1 x Vežimėlio rėmas su stūmimo rankenomis ir stabdžiais
2. 1 x Pakojų komplektas
3. 1 x Pora porankių
4. 1 x Reguliavimo įrankių rinkinys
5. 1 x Atrama galvai
6. 1 x Paminkštintas atlošas
7. 1 x Paminkštinta sėdynė
8. 1 x Šoninė atrama (nepriedama)
9. 1 x Abduktorius (nepriedama)
10. Naudojimo instrukcija



KOMPONENTAI IR FUNKCIJOS
Apžvalga

Vežimėlis turi ergonomines atramas ir reguliuojamą sėdynės bei atlošo kampa, kurį galima lengvai reguliuoti naudojant stūmimo rankenas.

1. Atrama galvai
2. Kampo reguliavimo svirtis
3. Galvos atramos laikiklis
4. Atlošas
5. Šoninės atramos (nepridedama)
6. Porankis
7. Abduktorius (nepridedama)
8. Kojų atramos kampo reguliavimo mechanizmas
9. Kojų atrama
10. Kojų atramos aukščio fiksavimo mechanizmas
11. Blauzdos atrama
12. Pakojo plokštelė
13. Priekinis ratukas
14. Stūmimo rankenos
15. Stabdžių svirtys
16. Galinis ratas
17. Varymo lankas
18. Stovėjimo stabdžiai
19. Greito atlaisvinimo ašis
20. Apsauga nuo apsvertimo


i

Dėl nuolatinio gaminio tobulinimo jūsų neįgaliojo vežimėlio komplektacija gali šiek tiek skirtis nuo šiame vadove aprašyto vežimėlio.

NEJGALIOJO VEŽIMĖLIO IŠSKLEIDIMAS IR SULANKSTYMAS

Išpakavę gaminį, paruoškite vežimėlį naudoti, **atlikdami šiuos veiksmus:**

1. Pastatykite vežimėlį ant tvirto, lygaus paviršiaus;
2. Nustatykite atlošą į vertikalią padėtį (1 pav.);
3. Pritvirtinkite atlošą užfiksavdami fikساتorių (2 - 3 pav.);
4. Įstatykite stūmimo rankenas su stabdžių svirtimis į joms skirtas vietas (4 pav.). Tvirtai priveržkite reguliuojamomis užveržimo rankenėlėmis (5 pav.).
5. Pritvirtinkite blauzdos atramas prie kojų atramų. Naudodami reguliavimo įrankius jas priveržkite (6 pav.);
6. Įstatykite kojų atramas į joms skirtas vietas (7 - 8 pav.). Pasukite kojų atramą į vidų, kad ji užsifikuotų - turėtumėte išgirsti spragtelėjimą (9 pav.). Kojų atrama turi stovėti tvirtai;
7. Nuleiskite pakojus į patogią padėtį;
8. Įstatykite porankius į jiems skirtas vietas (10 pav.). Nuspauskite metalinį mygtuką ir, laikydami jį nuspaustą, įstatykite porankį į vietą (11 - 12 pav.). Kai porankis užsifikuos, turėtumėte išgirsti spragtelėjimą;
9. Norėdami įstatyti galvos atramą, pakelkite rankenėlę ant atlošo viršaus (14 pav.) ir įstatykite galvos atramą į norimą padėtį (13 pav.). Nustatykite kampą su reguliuojamomis užveržimo rankenėlėmis (15 - 18 pav.);
10. Uždėkite minkštas atlošo ir sėdynės pagalvėles (20 - 21 pav.).

Papildomos dalys:

11. Pritvirtinkite šoninį atraminį laikiklį pateiktais varžtais ir poveržlėmis (22 pav.);
12. Įstatykite **šoninę atramą** į laikiklį (23 pav.);
13. Priveržkite reguliuojamomis užveržimo rankenėlėmis (24 pav.).
14. Pritvirtinkite abduktoriaus laikiklį pateiktais varžtais ir veržlėmis (25 pav.);
15. Įstatykite **abduktorių** į laikiklį (26 pav.);
16. Priveržkite reguliuojamomis užveržimo rankenėlėmis (27 pav.).

i **Jums nereikia naudoti daug jėgos.** Jei per daug spausite, galite sugadinti kojų atramą ar porankį (pvz., sulaužyti).

Norėdami sulankstyti vežimėlį, pirmiausia pakelkite pakojus ir nuimkite kojų atramas. Norėdami nuimti kojų atramą, patraukite jos fiksavimo žiedą ir pasukite ją į išorę, tada nuimkite kojų atramą. Nuspausdami metalinį mygtuką, nuimkite porankį. Nuleiskite stūmimo rankenas į žemiausią padėtį. Nuimkite galvos atramą, pakeldami reguliavimo rankenėlę. Galiausiai atleiskite fikساتorių ir nulenkite atlošą.



ISPĖJIMAS

Pavojus prispausti pirštus! Būkite atsargūs ir nelieskite sėdynės vamzdžio.



ISPĖJIMAS

Niekada nekelkite vežimėlio už nuimamų dalių (porankių, kojų atramų ar pagalvėlių). Prieš keldami nuimkite visas nuimamas dalis - nuėmimo veiksmus rasite šioje naudojimo instrukcijoje. Nuėmę dalis ir sulankstę vežimėlį, pakelkite jį abiem rankomis, laikydami tik už rėmo.

NAUDOJIMAS

i Šis vežimėlis yra sukurtas taip, kad užtikrintų stabilų sėdėjimą, tačiau bet koks naudotojo padėties pasikeitimas ar vežimėlio reguliavimas gali pakeisti svorio centrą ir turėti įtakos stabilumui. Siekiant padidinti saugumą, saugos diržas turėtų būti naudojamas visada, kai vežimėlis juda arba kai jo stabilumu yra abejojama.



ĮSPĖJIMAS

Nėra taškų, skirtų papildomoms apkrovoms gabenti.

PASVIRIMAS | PRIEKĮ



ĮSPĖJIMAS

Iškritimo rizika. Jei sėdėdami vežimėlyje pasvirsite į priekį, galite iš jo iškristi. Niekada per daug nesilenkite į priekį ir nesislinkite į sėdynės priekį, kad pasiektumėte daiktą. Nesilenkite į priekį tarp kelių, norėdami ką nors paimti nuo žemės.

DAIKTO SIEKIMAS SĖDINT NEJGALIOJO VEŽIMĖLYJE

Už vežimėlio sėdynės galima ištiesti tik rankas. Kūnas ir galva turi būti sėdynės ribose (žr. 28 - 29 pav.).

PERSIKĖLIMAS ANT ŠALIGATVIO

Rekomenduojame, užvažiuoti ant šaligatvio su palydovo pagalba. Palydovo atliekami veiksmai:

- Pastatyti vežimėlį tiesiai, priešais šaligatvio bortelį.
- Paversti neįgaliojo vežimėlj atgal ir lėtai važiuoti link šaligatvio, kol priekiniai ratai užvažiuos ant šaligatvio bortelio.
- Stumti vežimėlį tiesiai į priekį, kol galiniai ratai atsirems į šaligatvio bortelį.
- Kilstelti vežimėlį ir pastumti į priekį, kol galiniai ratai užvažiuos ant šaligatvio (31 pav.).

Atkreipkite dėmesį: jei apsauga nuo apvirtimo neleidžia vežimėliui pakankamai pasvirti atgal, rekomenduojame ją laikinai nuimti, kol vežimėlis bus užkeltas ant šaligatvio.



Palenkite vežimėlį atgal tik tada, kai bus nuimtos apsaugos priemonės.

PERSIKĖLIMAS

Jei esate pakankamai stiprūs, galite persikelti patys. Pastatykite vežimėlį šalia tikslinio paviršiaus taip, kad priekiniai ratai būtų nukreipti į priekį, ir užfiksuokite stabdžius. Pakelkite kojų atramas ir nuimkite porankį toje pusėje, į kurią ketinate persikelti. Pasilenkite į priekį, remdamiesi viena ranka ant likusio porankio ir kita ranka ant galinio rato. Tada judėkite kūnu link vietos, kurioje norite atsistėti, paskirstydami svorį rankoms ir plaštakoms. Nesiremkite į stabdžių svirtis. Persikeliant rekomenduojama naudoti perslinkimo lentą, kad visada būtų atrama po Jumis. Jei persikelti pernelyg sudėtinga, kreipkitės pagalbos. Persikeldami ar stovėdami niekada nesiremkite į stabdžius ar pakojus.

LAIPTAI

Siūlome kreiptis pagalbos į du žmones - vienas turi stovėti priešais vežimėlį, kitas - už jo, nes kilti laiptais yra sudėtinga ir pavojinga. Už vežimėlio stovintis asmuo pakreipia vežimėlių atgal, kol jis įgauna pusiausvyrą. Tada, tvirtai paėmęs už rankenos, stumia vežimėlį prie pirmojo laiptelio ir pasirošia jį pakelti. Vežimėlio priekyje stovintis asmuo paima vežimėlį už šoninių rėmo konstrukcijų ir pakelia vežimėlį virš laiptų, o kitas lydintis asmuo užlipa ant kito laiptelio ir pakartoja pirmąjį veiksmą. Nenuleiskite vežimėlio, kol neperžengėte priešais vežimėlių stovinčio asmens paskutinio žingsnio. Neįgaliojo vežimėlio nešimas laiptais žemyn vyksta taip pat, kaip aprašyta anksčiau, tik atvirkštine tvarka (30 pav.).



ĮSPĖJIMAS

Prašome neimti vežimėlio už pakuojų, nes taip jį galima išardyti.

PAKILIMAS RAMPA

Stumdamas vežimėlį į kalną pagalbininkas turėtų išlaikyti pastovų, kontroliuojamą tempą ir važiuoti tiesiai. Reikia vengti staigių krypties pokyčių, o kilti niekada neturėtų būti bandoma įstrižai (33 pav.).

NUSILEIDIMAS RAMPA

Padėjėjas turėtų reguliuoti vežimėlio greitį, tvirtai laikydamas stūmimo rankenas ir visą laiką užtikrindamas pastovų greitį ir kryptį (žr. 34 pav.).

PORANKIO VALDYMAS

Neįgaliojo vežimėlyje yra nuimamas porankis. Jei reikia jį visiškai nuimti, paspauskite metalinį mygtuką ant porankio šono ir, laikydami mygtuką nuspaustą, atsargiai jį pakelkite (žr. 11 pav.). Norėdami jį uždėti atgal, pakartokite veiksmus priešinga eilės tvarka. Porankis yra reguliuojamo aukščio - paspauskite metalinį mygtuką, kad pakeistumėte jo padėtį.



Naudojant neįgaliojo vežimėlį, porankiai turi būti užfiksuoti.

APSAUGA NUO APVIRTIMO

SteelMan SUPERB neįgaliojo vežimėlyje įrengti ratai, apsaugantys nuo apvirtimo. Apsaugos nuo apvirtimo tikslas - neleisti vežimėliui virsti atgal. Jie taip pat gali padėti lydinčiam asmeniui pakreipti vežimėlį. Ratų aukštį galima reguliuoti. Norėdami tai padaryti, patraukite raudonos spalvos mygtukus į save ir stumkite vamzdelį išilgai laikiklio aukštyn arba žemyn (36 - 37 pav.). Jei norite nuimti ratus, atsukite varžtą, ištraukite jį ir patraukite prietaisą.

STABDYMAS

Abiejose SteelMan SUPERB pusėse yra įrengti stabdžiai. Stovėjimo stabdžiai įjungiami arba išjungiami naudojant specialias rankenėles, esančias abiejose vežimėlio pusėse (38 pav.). Siekiant užtikrinti didesnę patogumą ir paprastesnę naudojimą, stabdžių svirtis, kai nenaudojama, gali būti pasukama į vidų, kaip parodyta 40 pav. Norėdami įjungti stovėjimo stabdį, patraukite rankenėlę į save. Norėdami atleisti stovėjimo stabdį ir pradėti judėti, pastumkite rankenėlę į priekį (39 pav.). Didesniam saugumui užtikrinti rekomenduojame visada naudoti abu stabdžius vienu metu.

Dėl įprasto nusidėvėjimo, laikui bėgant galinių ratų stabdymo efektyvumas gali sumažėti. Siekiant užtikrinti tinkamą stabdymą, reikia sureguliuoti stabdžių padėtį. Norėdami tai padaryti, pateiktu įrankiu atsukite du varžtus, esančius stabdžio apačioje. Siek tiek pastumkite stabdžius į priekį arba atgal ir vėl priveržkite varžtus.

PAGALBINIAI STABDŽIAI

SteelMan SUPERB vežimėlyje yra įrengti būgniniai stabdžiai, skirti lydinčiam asmeniui sulėtinti vežimėlį (ypač važiuojant nuokalne) arba visiškai užblokuoti galinius ratus. Stabdžių svirtys pritvirtintos prie stūmimo rankenų. Norėdami sulėtinti vežimėlį, abiem rankomis vienu metu stumkite stabdžių svirtis į viršų (41 pav.). Norėdami visiškai užfiksuoti galinius ratus, kai stabdžių svirtys yra viršutinėje padėtyje, nuspauskite fiksavimo spaustukus, esančius po stabdžių svirtimis (42 pav.). Galinių ratų stabdymo intensyvumą galima reguliuoti keičiant stabdžių troselio įtempimą. Kuo labiau atsukamas įtempimo varžtas, tuo stipresnė tampa stabdymo jėga.

SĖDYNĖS IR ATLOŠO AUKŠČIO REGULIAVIMAS

Dėl priekinių ir galinių ratukų galima reguliuoti sėdynės aukštį. Norėdami sureguliuoti priekinio ratuko aukštį, atsukite varžtą šešiakampiu raktu, ištraukite jį, nustatykite norimą ratuko aukštį ir vėl priveržkite (43 pav.). Norėdami sureguliuoti galinio rato aukštį, atsukite ašies varžtą raktu ir įstatykite galinį ratą į rato adapterį. Kai jis bus pageidaujamoje padėtyje, vėl jį priveržkite. Saugumo sumetimais rekomenduojame, kad priekiniai ir galiniai ratai būtų vienodo aukščio. Ratų bazę galima pailginti pasukus adapterį 180° kampu. Taip padidinamas stabilumas, apsaugantis nuo apvirimo atgal. Atkreipkite dėmesį, kad reguliuojant adapterį reikia nuimti galinį ratą.

Atlošo aukščio reguliavimas

Atlošą galima vertikalčiai perkelti, kad jis atitiktų naudotojo laikyseną ir sėdėjimo poreikius. Norėdami sureguliuoti: atsukite keturis tvirtinimo varžtus, kuriais pritvirtinti atlošo laikikliai (45 pav.). Atlaisvinę, pastumkite atlošą į viršų arba į apačią iki norimo aukščio (46 pav.). Tada vėl priveržkite varžtus ir tvirtai pritvirtinkite atlošą naujoje padėtyje. Prieš naudodami vežimėlį, visada įsitikinkite, kad varžtai yra visiškai priveržti. Nereguliokite atlošo, kai naudotojas sėdi.

GALINIAI RATAI

Galiniai ratai pritvirtinti naudojant greito atlaisvinimo ašį. Norėdami nuimti ratą, viena ranka tvirtai laikykite vežimėlį, kita ranka paimkite ratą ir paspauskite rato centre esančią greito atlaisvinimo ašį (47 - 48 pav.). Laikydami ašį nuspaustą, traukite ratą link savęs. Norėdami vėl pritvirtinti ratą, pakartokite veiksmus atvirkštine tvarka.

KOJŲ ATRAMOS VEIKIMAS

Kojų atramos tiekiamos atskiroje kartoninėje dėžėje ir prieš montavimą jas reikia išpakuoti. Pritvirtinkite jas vežimėlio priekyje, įstatydami plastikinį tvirtinimo strypą į metalinį laikiklį. Tuomet pasukite kojų atramą į vidų, kol ji tvirtai užsifiksuos (7 - 9 pav.).

i Nesupainiokite dešinės ir kairės pusių!

Kiekvienoje kojų atramoje yra paminkštintos blauzdy atramos, užtikrinančios didesnį stabilumą ir atramą (6 pav.). Kojų atramų kampą galima reguliuoti, taip užtikrinant tinkamą kojų padėtį ir didesnį komfortą (49 - 50 pav.). Kojų atramos ilgį taip pat galima reguliuoti pagal poreikį. Naudodami pridėdamus įrankius atlaisvinkite varžtą, nustatykite pageidaujama aukštį ir vėl tvirtai priveržkite varžtą (51 - 52 pav.).

GALVOS ATRAMA

Vežimėlis yra komplektuojamas su daugiafunkcine galvos atrama, kurią galima reguliuoti pagal naudotojo laikyseną ir atramos poreikius. Galvos atrama yra reguliuojama vertikaliai pagal aukštį, į priekį/atgal (gylis), kampą ir šoninių pagalvėlių plotį (15 - 18 pav.).

Reguliuojama naudojant reguliuojamas užveržimo rankenėles (19 pav.). Šios rankenėlės leidžia priveržti ir atlaisvinti mechanizmą net ribotoje erdvėje. Jei rankenėlė atsiremia į kliūtį (pavyzdžiui, galvos atramos pagalvėlę), patraukite ją į išorę, kad atlaisvintumėte vidinius fiksavimo dantelius, pasukite į patogią padėtį ir atleiskite. Dantukai automatiškai vėl įsikabina, todėl galite toliau veržti arba atlaisvinti mechanizmą, nesukdami paties varžto.

Ši sistema užtikrina tikslų ir saugų visų galvos atramos dalių reguliavimą.

SĖDYNĖS IR ATLOŠO KAMPO REGULIAVIMAS

Dujinių spyruoklių pagalba galite reguliuoti sėdynės ir atlošo kampą. Sėdynės pakreipimo kampas reguliuojamas iki 20° (-5°–25°), o atlošo kampas – iki 35° (90° - 125°). Šios funkcijos valdomos kampo reguliavimo svirtimis, pritvirtintomis prie stūmimo rankenų. Sėdynė yra reguliuojama mėlyna rankenėle (53 pav.), o atlošas - raudona rankenėle (54 pav.).

SĖDYNĖS GYLIO IR PLOČIO REGULIAVIMAS

Sėdynės gylis yra reguliuojamas ir gali būti fiksuojamas bet kurioje padėtyje 40 - 50 cm intervale. Norėdami pakeisti sėdynės gylį, nuimkite sėdynės pagalvėlę ir atsukite po sėdyne esančius keturis varžtus. Laikykite sėdynę viena ranka, pastumkite ją į priekį arba atgal į norimą padėtį, tada vėl tvirtai priveržkite varžtus.

Sėdynės plotį galima padidinti nuo 44 cm iki 49 cm, išstumiant porankius į išorę (kiekvieną porankį galima reguliuoti 2.5 cm). Norėdami praplauti sėdynę, atsukite po sėdyne esantį varžtą, pastumkite porankį į išorę ir jį pritvirtinkite (44 pav.). Pakartokite tą patį veiksmą kitoje pusėje. Rekomenduojama, kad abu porankiai būtų vienodose padėtyse.

Kojų atramos laikikliai turi būti reguliuojami tuo pačiu principu. Atlaisvinkite šešiakampį varžtą, išstumkite kiekvieną kojų atramos laikiklį į išorę, kad jis atitiktų padidintą sėdynės plotį, ir vėl priveržkite varžtą. Įsitinkinkite, kad abi pusės yra sureguliuotos tolygiai.

PAPILDOMOS DALYS

ŠONINĖS ATRAMOS

Šoninės atramos yra pritvirtintos abiejose atlošo rėmo pusėse ir gali būti nustatytos pagal naudotojo poreikius (22 - 24 pav.). Galima reguliuoti jų ilgį ir kampą, užtikrinant tinkamą šoninį stabilumą. Kad perkėlimas būtų lengvesnis, atramos gali būti pasuktos į išorę 180°, užtikrinant laisvą prieigą iš šono.

Reguliuojama ir fiksuojama naudojant reguliuojamas užveržimo rankenėles, kurios leidžia priveržti ir atlaisvinti net ribotoje erdvėje. Jei rankenėlė atsiremia į kliūtį, patraukite ją į išorę, pakeiskite jos padėtį ir toliau veržkite arba atlaisvinkite.

ABDUKTORIUS

Abduktorius montuojamas priekinėje vežimėlio dalyje ir naudojamas tinkamai kojų padėčiai palaikyti (25 - 27 pav.). Jį galima reguliuoti horizontaliai ir vertikalčiai, todėl jį galima individualiai pritaikyti prie naudotojo poreikių. Sumontavus reguliuojama naudojant užveržimo rankenėlę, kuri leidžia priveržti ir atlaisvinti net ribotoje erdvėje.

PRIEŽIŪRA

Norėdami užtikrinti, kad neįgaliojo vežimėlis veiktų saugiai ir patikimai, reguliariai atlikite toliau nurodytus tikrinimo ir techninės priežiūros darbus arba paveskite juos kitam asmeniui. Toliau rasite rekomenduojamą techninės priežiūros grafiką.

	Prieš naudodami	Kartą per savaitę	Kartą per mėnesį	Kartą per metus
Patikrinkite, ar teisingai sumontuoti galiniai ratai		X		
Atlikite vizualinę patikrą		X		
Patikrinkite sulankstymo mechanizmą			X	
Patikrinkite stabdžius	X		X	
Nuvalykite priekinius ratukus			X	
Neįgaliojo vežimėlis turi patikrinti įgaliotasis atstovas				X



ĮSPĖJIMAS

Neįgaliojo vežimėlio remontą, valymą ar reguliavimą turi atlikti įgaliotasis paslaugų teikėjas, kai asmuo nesėdi neįgaliojo vežimėlyje.

VALYMAS IR DEZINFEKAVIMAS

Drėgna šluoste valykite rėmą ir plastikines dalis. Sunkiai pašalinamiems nešvarumams valyti galima naudoti ir švelnų ploviklį. Ratus galima valyti drėgnu sintetinio pluošto šepėčiu (negalima naudoti vielinio šepėčio). Sėdynės ir nugaros atramos pagalvėles galima skalbti. Naudokite švelnų skalbiklį. Naudokite įprastą neagresyvią dezinfekavimo priemonę. Jei nesate tikri, ar jūsų naudojama dezinfekavimo priemonė yra tinkama, kreipkitės į vietinį pardavėją.

Smėlis ir jūros vanduo gali pažeisti guolius, o plieninės dalys pažeistu paviršiumi gali surūdyti. Neįgaliojo vežimėlis tik trumpą laiką gali būti veikiamas smėlio ir jūros vandens, o po kiekvienos išvykos į paplūdimį jį išvalykite.

Neįgaliojo vežimėlį galima dezinfekuoti purškiant arba šluostant išbandytomis, patvirtintomis dezinfekavimo priemonėmis.

Užpurkškite švelnią valymo ir dezinfekavimo priemonę ir laikykitės gamintojo pateiktų nurodymų.

LAIKYMAS

Neįgaliojo vežimėlis turi būti laikomas sausoje aplinkoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Sandėliuojant, vežimėlį galima suglausti. Neįgaliojo vežimėlis turi būti švarus ir nedulkėtas. Tai galima užtikrinti naudojant dulkių šluostą arba drėgną audinį ir švelnų ploviklį. Reguliariai valykite, naudokite universalų, neutralų ploviklį ir šiltą vandenį. Prieš naudodami patikrinkite, ar valikliai yra tinkami. Nenaudokite abrazyvinių valiklių, nes jie negrįžtamai sugadins paviršių ir panaikins bet kokią garantiją.



ĮSPĖJIMAS

Neįgaliojo vežimėlis neturi būti nuolat veikiamas aukštesnės nei +40°C temperatūros. Priešingu atveju rėmas, sėdynė, nugaros atrama ir porankiai gali įkaisti, o tai gali sukelti nudegimus.



ĮSPĖJIMAS

Ant neįgaliojo vežimėlio niekada nedėkite kitų daiktų

Po ilgo laikymo (ilgiau nei 3 mėnesius) vežimėlį būtina patikrinti (žr. skyrių „PRIEŽIŪRA“).

APLINKOS SĄLYGOS

Laikykite vežimėlių tokiomis sąlygomis:
Temperatūros ribos nuo -20°C iki +40°C;
Santykinė oro drėgmė nuo 20 iki 75 %;
Atmosferos slėgis nuo 800 hPa iki 1060 hPa.

TVARUS NAUDOJIMAS

Neįgaliojo vežimėlis tinkamas naudoti pakartotinai. Reikėtų atlikti toliau nurodytus veiksmus.
Valymas ir dezinfekavimas (žr. skyrių „VALYMAS IR DEZINFEKAVIMAS“);
Patikrinimas (žr. skyrių „PRIEŽIŪRA“).

Neįgaliojo vežimėlis turi būti pritaikytas naujam naudotojui pagal paslaugų dokumentus.

UTILIZAVIMAS

Tausokite gamtą ir tinkamai šalinkite savo vežimėlių. Utilizavimas priklauso nuo nacionalinių ir vietinių taisyklių.
Kad vežimėlis būtų tinkamai perdirbtas, kreipkitės į vietos bendruomenę, atliekų šalinimo įmonę arba mūsų aptarnavimo skyrių.

i Visos naudojamos medžiagos yra apsaugotos nuo korozijos. Naudojame tik REACH reikalavimus atitinkančias medžiagas ir komponentus.

INCIDENTAI

Apie bet kokius rimtus incidentus, susijusius su šiuo prietaisu, reikia pranešti UAB Kasko Group | Kid-Man® ir valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

KONTAKTAI:

Gamintojas: UAB „Kasko Group“ (registruotasis prekės ženklas Kid-Man®)

Adresas: A.Vivulskio 12D, Vilnius, LT-03221, Lietuva

Telefono Nr.: +370 5 265 0000

El. paštas: info@kid-man.com

Interneto svetainė: www.kid-man.com



SPECIFIKACIJOS

Modelis	SteelMan SUPERB		
REF	04-055-3/39	04-055-3/44	04-055-3/49
Sėdynės plotis (cm)	39	44	49
Svoris (pilnai surinkta) (kg)	41.3	43.3	45.3
Bendras ilgis (cm)	122	122	122
Bendras plotis (cm)	61	66	71
Bendras aukštis (cm)	127.5 - 140	127.5 - 140	127.5 - 140
Sėdynės gylis (cm)	46 - 56		
Sėdynės aukštis (cm)	59 - 64		
Atlošo aukštis (cm)	48.5 - 61		
Kojų atramos ilgis (cm)	42 - 71		
Porankio aukštis (cm)	24 - 30		
Priekinio ratuko dydis (cm)	17.5 x 4.4		
Galinio rato dydis (cm)	60 x 3		
Sėdynės kampas	-5° - 25°		
Atlošo kampas	90° - 125°		
Kojų atramų svoris (kg)	2.9		
Pagalvėlės svoris (kg)	0.6		
Didžiausia saugi apkrova (kg)	135		
Rėmas	Milteliniu būdu dengtas plieninis rėmas		
Apmušalai	Dartex® (padengtas PU, kvėpuojantis, atsparus vandeniui)		

SIMBOLI

Šajā lietošanas instrukcijā brīdinājumi ir apzīmēti ar simboliem. Brīdinājuma simboliem pievienots virsraksts, kas norāda uz bīstamības pakāpi vai sniedz pamatinformāciju.

i Sniegta pamatinformācija, ieteikumi un informācija efektīvai un netraucētai lietošanai.



BRĪDINĀJUMS / IEVĒROT PIESARDZĪBU - lai norādītu, ka, lietojot ierīci, jāievēro piesardzība. Lai norādītu, ka esošajā situācijā ir nepieciešama lietotāja izpratne vai lietotāja rīcība, lai izvairītos no nevēlamām sekām.



UZMANĪBU! Šī zīme tiek izmantota ļoti svarīgās sadaļās, kas attiecas uz jūsu drošību. Lūdzu, skatiet lietošanas instrukciju.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA**BRĪDINĀJUMS**

Jebkāda cita veida vai nepareiza lietošana var izraisīt bīstamu situāciju.

**BRĪDINĀJUMS**

Pastāv nelaimes gadījumu un nopietnu traumu risks. Ja ratiņkrēsls ir nepareizi noregulēts, var notikt nelaimes gadījumi ar smagām traumām. Visas ratiņkrēsla regulēšanas darbības drīkst veikt tikai pilnvarotais izplatītājs.

**BRĪDINĀJUMS**

Risks, ko rada apstākļiem neatbilstošs braukšanas stils. Pastāv slīdēšanas risks uz slapjas zemes, grants vai nelīdzenas virsmas. Vienmēr pielāgojiet ātrumu un braukšanas stilu apstākļiem (laikapstākļiem, segumam, individuālajām spējām utt.).

**BRĪDINĀJUMS**

Traumu gūšanas risks. Sadursmes gadījumā var savainot ķermeņa daļas, kuras sniedzas ārpus ratiņkrēsla robežām (piemēram, pēdas vai rokas). Izvairieties no nebremzētas sadursmes; Vienmēr izvairieties no frontālas sadursmes. Brauciet uzmanīgi pa šaurām ejām.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA



BRĪDINĀJUMS

Risks, ko rada kontroles zaudēšana pār ratiņkrēslu. Braucot lielā ātrumā, var zaudēt kontroli pār ratiņkrēslu un apgāzties. Nekādā gadījumā nepārsniedziet ātrumu 7 km/h. Vienmēr izvairieties no sadursmēm. Neizmantojiet eskalatorus. Nemēģiniet braukt atpakaļgaitā lejup pa nogāzi.



IEVĒROT PIESARDZĪBU

Apdedzināšanās risks. Ja ratiņkrēsla sastāvdaļas tiek pakļautas ārējiem siltuma avotiem, tās var uzkarst. Pirms ratiņkrēsla lietošanas nepakļaujiet to spēcīgas saules gaismas iedarbībai. Pirms lietošanas pārbaudiet visu sastāvdaļu temperatūru, kuras nonāk saskarē ar ādu.



IEVĒROT PIESARDZĪBU

Pirkstu iespiešanas risks. Pastāv risks, ka ratiņkrēsla kustīgajās daļās var tikt piespiesti, piemēram, pirksti vai rokas.



BRĪDINĀJUMS

Negadījumu risks. Ratiņkrēsla drošības ierīces, kas ir nepareizi iestatītas vai vairs nedarbojas (bremzes, pretapgāšanās ierīce), var izraisīt negadījumus. Pirms ratiņkrēsla lietošanas vienmēr pārbaudiet, vai drošības ierīces darbojas, un regulāri pārbaudiet tās pie pilnvarotā izplatītāja.



BRĪDINĀJUMS

Negadījumu risks. Lai nodrošinātu pareizu un drošu lietošanu, ievērojiet drošības norādījumus, lietojot ratiņkrēslu. Šis ratiņkrēsls ir paredzēts stabilitātes nodrošināšanai sēdus stāvoklī. Katra kustība ratiņkrēslā ietekmē smaguma centru, kas var izraisīt ratiņkrēsla apgāšanos.



BRĪDINĀJUMS

Aizrīšanās risks. Sargiet bērnus, kuri jaunāki par pieciem gadiem, no vieglas piekļuves ratiņkrēslam. Bērni var norīt vai aizrīties ar konstrukcijā izmantotajām mazajām detaļām.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA**IEVĒROT PIESARDZĪBU**

Ratiņkrēsls vienā reizē ir piemērots lietošanai tikai vienai personai.

**IEVĒROT PIESARDZĪBU**

Ratiņkrēsla kustības laikā turiet kājas uz kāju balstiem. Nekad nestāviet uz pēdu balstiem. Vienmēr saglabājiet pareizu līdzsvaru. Ratiņkrēsla lietotājam nevajadzētu pārvietot savu smaguma centru ārpus sēdekļa.

**IEVĒROT PIESARDZĪBU**

Ieteicams konsultēties ar savu veselības aprūpes speciālistu, lai saņemtu ieteikumus par pārvietošanos uz ratiņkrēslu un no tā. Pārsēšanās laikā vienmēr ir jānospiež stāvbremze. Ratiņkrēsla stāvbremzes nav piemērotas ratiņkrēsla ātruma palēnināšanai.

**IEVĒROT PIESARDZĪBU**

Esiet uzmanīgi attiecībā uz apdraudējumiem apkārtējā vidē, piemēram, šaurām durvīm, pakāpieniem, sadzīves tehniku, bērnu rotaļlietām utt.

**BRĪDINĀJUMS**

Negadījumu risks. Nemēģiniet pārvietoties uz augšu vai uz leju pa nogāzi, uz kuras ir ūdens, ledus vai eļļas slānis. Nemēģiniet apturēt ratiņkrēslu, atrodoties uz slīpas virsmas.

**BRĪDINĀJUMS**

Negadījumu risks. Nemēģiniet braukt pāri apmalēm vai šķēršļiem. Šādi rīkojoties, ratiņkrēsls var apgāzties un nodarīt jums miesas bojājumus vai arī ratiņkrēsls var tikt sabojāts.

**BRĪDINĀJUMS**

Negadījumu risks. Nekad neatstājiet neizmantotu ratiņkrēslu uz nogāzes vai citā vietā, kur tas var radīt savainojumus apkārtējiem cilvēkiem vai bojājumus lietām.

Paredzamais ratiņkrēsla kalpošanas laiks ir 5 (pieci) gadi, pieņemot, ka ratiņkrēsls tiek lietots katru dienu, saskaņā ar drošības instrukciju, apkopes instrukciju un paredzēto lietošanu, kas norādīta šajā lietošanas instrukcijā. Pēc tam ratiņkrēsls jānodod pārstrādei. Neizmetiet ratiņkrēslu kopā ar parastajiem atkritumiem (skat. sadaļu "UTILIZĒŠANA").

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

IEVADS

Šajā lietošanas instrukcijā ir ietverta svarīga informācija par izstrādājuma lietošanu. Lai garantētu drošību, lietojot šo precī, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un ievērojiet drošības norādījumus.

Nemiet vērā, ka šajā dokumentā var būt sadaļas, kas neattiecas uz jūsu ratiņkrēslu, jo šis dokuments attiecas uz visiem pieejamajiem modeļiem. Ja nav norādīts citādi, katra šī dokumenta sadaļa attiecas uz visiem ratiņkrēslu modeļiem.

PRIEKŠVĀRDS

Paldies par izrādīto uzticību zīmolam Kid-Man®. Ikviens izstrādājums ir pārbaudīts rūpnīcā un piegādāts nevainojamā stāvoklī. Vēlam Jums veiksmi un ceram, ka UAB Kasko Group | Kid-Man® ratiņkrēsls pozitīvi ietekmēs Jūsu ikdienas dzīvi.

GARANTĪJA

Mēs izsniedzam 24 mēnešu garantiju no pirkuma datuma. Jebkādas nesaskaņotas izmaiņas, kas ierīcē veiktas bez ražotāja apstiprinājuma, anulēs ražotāja atbildību. Tas ietver maksimālās lietotāja slodzes pārsniegšanu un nepareizu preces izmantošanu. Garantija ir spēkā tikai ar pilnībā aizpildītu garantijas talonu. UAB Kasko Group | Kid-Man® (turpmāk saukts par Ražotāju) pēc izstrādājuma saņemšanas no pircēja 4 nedēļu laikā izlemj, vai problēma tiks risināta garantijas ietvaros. Ja problēmas risināšanai garantija netiek piemērota un klients tam piekrīt, Ražotājs, ja iespējams, novērš problēmu. Visas izmaksas, ieskaitot transportēšanas izmaksas, ir jāsedz klientam. Garantijas remonts nepagarina garantiju.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies šādu faktoru rezultātā:

- Lietošanas instrukcijas neievērošana;
- Nepareiza lietošana;
- Dabisks nolietojums;
- Nepareiza montāža vai trešās puses veiktas tehniskas izmaiņas;
- Neapstiprinātu trešās puses aksesuāru un piederumu izmantošana ražotāja apstiprināto aksesuāru vietā;
- Neatļautas modifikācijas un/vai nepiemērotu rezerves daļu izmantošana.

STANDARTI UN NOTEIKUMI

Ratiņkrēsls atbilst šādu normatīvo aktu prasībām:

- a) Standarts EN 12183:2022 Manuālie ratiņkrēsli - Prasības un pārbaudes metodes;
- b) 2017. gada 5. aprīļa EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/745 par medicīnas ierīcēm, ar kuru ir grozīta Direktīva 2001/83/EK, Regula (EK) Nr. 178/2002 un Regula (EK) Nr. 1223/2009, un ar kuru ir atceltas Padomes Direktīvas 90/385/EEK un 93/42/EEK.

KALPOŠANAS LAIKS

Paredzamais kalpošanas laiks ir 5 (pieci) gadi, pieņemot, ka izstrādājums tiek lietots katru dienu, saskaņā ar drošības instrukciju, apkopes instrukciju un paredzēto lietošanu, kas norādīta šajā lietošanas instrukcijā.

Pēc tam ratiņkrēsls jānodod pārstrādei. Neizmetiet ratiņkrēslu kopā ar parastajiem atkritumiem (skat. sadaļu "UTILIZĒŠANA").

INFORMĀCIJA PAR RAŽOTĀJU

Ražotājs: UAB "Kasko Group" (reģistrētā preču zīme Kid-Man®)

Adrese: A.Vivulskio 12D, Viļņa, LT-03221, Lietuva

Tālrunis: +370 5 265 0000

E-pasts: info@kid-man.com

Timekļa vietne: www.kid-man.com

INFORMĀCIJA PAR IZSTRĀDĀJUMU

Produkts: DAUDZFUNKCIONĀLS RATIŅKRĒSLS

Modelis: SteelMan SUPERB

REF: 04-055-3/39; 04-055-3/44; 04-055-3/49

PAREDZĒTAIS LIETOŠANAS MĒRĶIS UN INDIKĀCIJAS

SteelMan SUPERB ratiņkrēsls paredzēts asistētai personas pārvietošanai, kuram ir īslaicīgas (piemēram, kaulu lūzumi vai kāju vai pēdu traumas) vai ilgstošas veselības problēmas (piemēram, paralīze, balsta un kustību sistēmas traucējumi, neiroloģiskas problēmas, līdzsvara vai gaitas problēmas), pārvietošanās grūtības. To var izmantot gan iekšelpās, gan ārpus telpām.

Šis ratiņkrēsls **nav paredzēts patstāvīgai pārvietošanai** Pārvietošanu veic **vienīgi asistents**, izmantojot stumšanas rokturus. Tā daudzfunkcionālās iespējas, piemēram, sēdekļa slīpuma maiņa, atzveltnes nolaišana un regulējami kāju balsti, nodrošina atbalstu lietotājiem, kuriem nepieciešama paaugstināta stabilitāte, pareiza pozicionēšana vai stājas atbalsts.

i Šim ratiņkrēslam jābūt ārsta nozīmētam un jāatbilst jūsu konkrētajam veselības stāvoklim.

PAREDZĒTIE LIETOTĀJI

SteelMan SUPERB ratiņkrēsls ir paredzēts mobilitātes nodrošināšanai personām no 15 gadu vecuma un vecākām (pusaudžiem un pieaugušajiem) ar maksimālo lietotāja svaru līdz 135 kg. Maksimālais lietošanas vecums nav noteikts un ir atkarīgs no katras personas individuālā stāvokļa.



BRĪDINĀJUMS

Pastāv negadījumu risks.

Ir aizliegts pārsniegt ratiņkrēslam noteikto maksimāli drošo slodzi.


KONTRINDIKĀCIJAS

Nav zināmas kontraindikācijas ratiņkrēsla lietošanai atbilstoši paredzētajam nolūkam.

IZSTRĀDĀJUMA MARĶĒJUMS

Identifikācijas etiķete ir piestiprināta pie ratiņkrēsla rāmja (skat. attēlu).

1. Izstrādājums
2. Modelis
3. Izmērs (sēdekļa platums)
4. Maksimālā slodze
5. Ražotājs / kontaktinformācija
6. Ražošanas datums
7. UDI (Medicīniskās ierīces unikālais identifikators) / SN kods
8. CE marķējums
9. Skatiet lietošanas instrukciju




IĒPAKOJUMA SATURS

Ratiņkrēsls SteelMan SUPERB tiek piegādāts kartona iepakojumā un ir gatavs lietošanai. Pēc izpakošanas, ja iespējams, saglabājiet kartona iepakojumu. Tas vēlāk var būt nepieciešams uzglabāšanai vai ratiņkrēsla atgriešanai. Pēc sūtījuma saņemšanas pārbaudiet, vai tas transportēšanas laikā nav bojāts.

- i** Ja redzat bojājumu pazīmes, lūdzam uzreiz par to ziņot transporta uzņēmumam.
- i** Pārbaudiet iepakojuma saturu un, ja kāda no turpmāk minētajām detaļām trūkst, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Iepakojuma saturs:

1. 1 × Ratiņkrēsla rāmis ar stumšanas rokturiem un bremzēm
2. 1 × Kāju balstu pāris
3. 1 × Roku balstu pāris
4. 1 × Regulēšanas instrumentu komplekts
5. 1 × Galvas balsts
6. 1 × Polsterēta atzveltnē
7. 1 × Polsterēts sēdekļis
8. 1 × Sānu balsts (nav iekļauts komplektā)
9. 1 × Abduktors (nav iekļauts komplektā)
10. Lietošanas instrukcija




SASTĀVDAĻAS UN FUNKCIJAS

Pārskats

Ratiņkrēsls ir aprīkots ar ergonomiskiem balstiem un regulējamu sēdekļa un atzveltnes slīpuma leņķi, ko var viegli pielāgot, izmantojot stumšanas rokturus.

1. Galvas balsts
2. Leņķa regulēšanas svira
3. Galvas balsta turētājs
4. Atzveltne
5. Sānu balsti (nav iekļauti komplektā)
6. Roku balsts
7. Abduktors (nav iekļauts komplektā)
8. Kāju balsta leņķa regulēšanas mehānisms
9. Kāju balsts
10. Kāju balsta augstuma fiksācijas mehānisms
11. Apakšstilbu balsts
12. Pēdu paliktnis
13. Priekšējais ritenis
14. Stumšanas rokturi
15. Bremžu sviras
16. Aizmugurējais ritenis
17. Stumšanas stīpa
18. Stāvbremzes
19. Ātri noņemamā ass
20. Pretapgāšanās ierīce



i Ratiņkrēsla komplektācija var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītā modeļa, jo izstrādājums tiek nepārtraukti pilnveidots.

RATIŅKRĒSLA ATLOCĪŠANA UN SALOCĪŠANA

Pēc izstrādājuma izpakošanas sagatavojiet ratiņkrēslu lietošanai, **veicot šādas darbības:**

1. Novietojiet ratiņkrēslu uz cietas, līdzenas virsmas;
2. Noregulējiet atzveltni vertikālā stāvoklī (1. attēls);
3. Nofiksējiet fiksācijas tapu, lai nostiprinātu atzveltni (2.-3. attēls);
4. Ievietojiet stumšanas rokturus ar bremžu svirām paredzētajās vietās (4. attēls) un stingri pievelciet ar regulējamām sprūdrata svirām (5. attēls);
5. Uzstādiet apakšstilbu balstus uz kāju balstiem un pievelciet tos, izmantojot regulēšanas instrumentus (6. attēls);
6. Ievietojiet kāju balstus tiem paredzētajās vietās (7.-8. attēls). Pagrieziet kāju balstu uz iekšu, līdz tas nofiksējas - jāatskan “klikšķim” (9. attēls). Kāju balstiem jābūt stingri nostiprinātiem;
7. Nolaidiet pēdu paliktņus ērtā pozīcijā;
8. Ievietojiet roku balstus tiem paredzētajās vietās (10. attēls). Ievietošanas laikā nospiediet metāla pogu (11.-12. attēls). Nofiksējoties jāatskan “klikšķim”;
9. Lai uzstādītu galvas balstu, paceliet pogu atzveltnes augšdaļā (14. attēls) un ieslidiniet galvas balstu vēlamajā pozīcijā (13. attēls). Noregulējiet leņķi ar regulējamām sprūdrata svirām (15.-18. attēls);
10. Uzlieciet mīkstos atzveltnes un sēdekļa spilvenus (20.-21. attēls).

Papildu detaļas (pēc izvēles):

11. Piestipriniet sānu balsta kronšteinu, izmantojot komplektā iekļautās skrūves un paplāksnes (22. attēls);
12. Ievietojiet **sānu balstu** kronšteinā (23. attēls);
13. Pievelciet ar regulējamām sprūdrata svirām (24. attēls);
14. Piestipriniet abduktora kronšteinu, izmantojot komplektā iekļautās skrūves un uzgriežņus (25. attēls);
15. Ievietojiet **abduktoru** kronšteinā (26. attēls);
16. Pievelciet ar regulējamām sprūdrata svirām (27. attēls).

i Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku. Ja spiedīsiet pārāk stipri, varat sabojāt kāju vai roku balstu (piemēram, to salauzt).

Lai salocītu ratiņkrēslu, vispirms paceliet pēdu paliktņus uz augšu un noņemiet kāju balstus. Lai noņemtu kāju balstu, pavelciet ataišanās gredzenu, pagrieziet to uz āru un pēc tam paceliet kāju balstu uz augšu. Nospiežot metāla pogu, noņemiet roku balstus. Nolaidiet stumšanas rokturus līdz to zemākajai pozīcijai. Noņemiet galvas balstu, paceļot regulēšanas pogu. Visbeidzot atbrīvojiet fiksācijas tapu, lai varētu salocīt atzveltni.



BRĪDINĀJUMS

Pirkstu iespiešanas risks! Uzmanieties, lai nesatvertu sēdekļa cauruli.



BRĪDINĀJUMS

Nekad neceliet ratiņkrēslu, turot to aiz noņemamām detaļām (roku balstiem, kāju balstiem vai spilvena). Pirms celšanas noņemiet visas noņemamās detaļas – skat. lietošanas instrukciju, kur aprakstīta noņemšanas secība. Pēc detaļu noņemšanas un ratiņkrēsla salocīšanas celiet to, vienīgi satverot rāmi ar abām rokām.

LIETOŠANA



Šis ratiņkrēsls ir paredzēts stabilitātes nodrošināšanai sēdus stāvoklī, tomēr jebkura lietotāja pozīcijas maiņa vai ratiņkrēsla regulēšana var mainīt smaguma centru un ietekmēt stabilitāti. Lai palielinātu drošību, vienmēr jālieto drošības jostu, kad ratiņkrēsls pārvietojas vai ratiņkrēslā esošais cilvēks jūtas nestabils.



BRĪDINĀJUMS

Ratiņkrēslam nav paredzētu vietu papildu slodzes uzņemšanai.

LIEKŠANĀS UZ PRIEKŠU



BRĪDINĀJUMS

Izkrišanas risks. Ja nolieksieties uz priekšu, varat izkrist no ratiņkrēsla.

Nekad noliecieties pārāk tālu uz priekšu un nevirzieties sēdekli uz priekšu, lai sasniegtu kādu priekšmetu. Nenoliecieties uz priekšu starp ceļiem, lai paceltu kaut ko no grīdas.

PRIEKŠMETU AIZSNIEGŠANA, SĒŽOT RATIŅKRĒSLĀ

Virš ratiņkrēsla sēdekļa drīkst izstiept tikai rokas. Ķermenim un galvai jāatrodas sēdekļa robežās (skat. 28.-29. attēlu).

UZBRAUKŠANA UZ IETVES

Lai uzbrauktu uz ietves, ieteicams izmantot asistenta palīdzību. Asistentam jārikojas sekojoši:

- Ratiņkrēsls jānovieto taisni apmales priekšā.
- Ratiņkrēsls ir jāatliec uz aizmuguri, līdz stūres riteņi sasniedz apmales augstumu.
- Ratiņkrēsls jāvirza taisni uz priekšu, līdz aizmugurējie riteņi atdurās pret apmali;
- Pēc tam atkal jāpacieļ ratiņkrēsls, līdz aizmugurējie riteņi pāriet pāri apmalei. (31. attēls).

Piezīme: Ja pretapgāšanās ierīce neļauj ratiņkrēslu atgāzt uz aizmuguri, ieteicams to uz laiku noņemt, līdz ratiņkrēsls tiks novietots uz ietves.



Tikai tad, kad pretapgāšanās ierīces ir noņemtas, atlieciet ratiņkrēslu uz aizmuguri.

PĀRSĒŠANĀS

Ja esat pietiekami spēcīgs, pārsēšanos var veikt vienatnē. Vispirms novietojiet ratiņkrēslu pēc iespējas tuvāk vietai, kur vēlaties apsēsties, priekšējiem riteņiem jābūt vērstiem uz priekšu. Ieslēdziet stāvbremzes. Paceliet pēdu paliktņus un noņemiet roku balstu pusē, uz kuru pārsēdīsieties. Noliecieties uz priekšu un atspiedieties ar rokām uz nolaistā roku balsta un aizmugurējā riteņa, lai pārvietotu savu svaru uz vēlamo vietu (skat. 32. attēlu). Izvairieties no balstīšanās uz bremžu svirām. Papildu atbalstam ieteicams izmantot pārvietošanas dēli. Ja pārvietošanās ir pārāk grūta, lūdziet palīdzību. Nekad nepaļaujieties uz bremzēm vai kāju paliktņiem, lai atbalstītos pārvietošanās vai stāvēšanas laikā.

KĀPNES

Lai pārvarētu kāpnēs, ieteicams lūgt palīdzību diviem cilvēkiem, vienam jāatrodas ratiņkrēsla priekšā un otram aiz tā, jo kāpņu pārvarēšana ir grūta un bīstama. Asistents, kas atrodas aiz ratiņkrēsla, atgāž ratiņkrēslu uz aizmuguri, līdz tas nonāk līdzsvarā. Pēc tam atspiež ratiņkrēslu pret pirmo pakāpienu, stingri satverot rokturi, lai sagatavotos ratiņkrēsla pacelšanai. Asistents, kas atrodas ratiņkrēsla priekšā, no priekšpuses satver ratiņkrēslu aiz rāmja malas un ceļ krēslu pāri pakāpieniem, kamēr otrs asistents uzkāpj uz nākamā pakāpiena, atkārtotot pirmo darbību. Nenolaidiet ratiņkrēslu, kamēr ratiņkrēsla priekšā esošais cilvēks nav pārvarējis pēdējo pakāpienu. Ratiņkrēsla nešana lejā pa kāpnēm ir tāds pats process, kā paskaidrots iepriekš, tikai apgrieztā secībā. (30. attēls).



BRĪDINĀJUMS

Neņemiet ratiņkrēslu aiz kāju balstiem, jo tie var izjukt.

UZBRAUKŠANA PA RAMPU

Asistentam, stumjot ratiņkrēslu augšup pa slīpumu, jā saglabā vienmērīgs, kontrolēts temps, ejot taisni. Jāizvairās no pēkšņām virziena maiņām, un nekad nedrīkst iet augšup pa diagonāli (skat. 33. attēlu).

NOBRAUKŠANA PA RAMPU

Regulējot ratiņkrēsla pārvietošanās ātrumu, asistentam stingri jātur stumšanas rokturi, lai ātrums un virziens saglabātos vienmērīgi visā pārvietošanās laikā (skat. 34. attēlu).

ROKU BALSTA DARBĪBA

Ratiņkrēsls ir aprīkots ar noņemamu roku balstu. Lai to pilnībā noņemtu, nospiediet metāla pogu roku balsta sānos un uzmanīgi paceliet balstu, turot pogu nospiestu (skat. 11. attēlu). Turiet pogu nospiestu un lēnām paceliet roku balstu. Lai to atkal uzstādītu, veiciet darbības pretējā secībā. Roku balstam ir regulējams augstums - nospiediet metāla pogu, lai mainītu tā pozīciju.



Izmantojot ratiņkrēslu, roku balstiem jābūt bloķētiem.

PRETAPGĀŠANĀS IERĪCE

SteelMan SUPERB ratiņkrēsls ir aprīkots ar pretapgāšanās riteņiem, kas novērš ratiņkrēsla apgāšanos uz aizmuguri un var palīdzēt aprūpētājam atlikt ratiņkrēslu. Riteņu augstumu var regulēt. Lai regulētu augstumu, pavelciet sarkanās pogas uz sevi un slidiniet cauruli uz augšu vai uz leju pa kronšteinu (skat. 36.–37. attēlu). Ja vēlaties noņemt riteņus, atskrūvējiet skrūvi, izņemiet asi un noņemiet ierīci.

BREMZĒŠANA

SteelMan SUPERB ratīnkrēsls abās pusēs ir aprīkots ar bremzēm. Stāvbremzes tiek ieslēgtas vai atlaistas, izmantojot speciālu sviru, kas atrodas abās ratīnkrēsla pusēs (38. attēls). Lai nodrošinātu lielāku komfortu un vieglāku piekļuvi, bremžu sviru, kad tā netiek izmantota, var pagriezt uz iekšu, kā parādīts 40. attēlā. Lai ieslēgtu stāvbremzi, pavelciet sviru uz sevi. Lai stāvbremzi atlaistu un ļautu ratīnkrēslam pārvietoties, pastumiet sviru uz priekšu (39. attēls). Drošības nolūkos ieteicams vienmēr ieslēgt abas bremzes vienlaikus.

Parasta nolietojuma dēļ laika gaitā aizmugurējo riteņu bremzēšanas efektivitāte var samazināties. Lai nodrošinātu pareizu bremzēšanu, nepieciešams noregulēt bremžu pozīciju. Lai to izdarītu, izmantojiet komplektā iekļauto instrumentu un atskrūvējiet divas skrūves, kuras atrodas bremžu apakšdaļā. Nedaudz pabīdīet bremzes uz priekšu vai atpakaļ un pēc tam skrūves atkal cieši pievelciet.

BREMZES PAVADOŠAJAI PERSONAI

SteelMan SUPERB ratīnkrēsls ir aprīkots ar trumuļu bremzēm, kas paredzētas pavadošajai personai ratīnkrēsla ātruma samazināšanai (īpaši braucot lejup pa nogāzi) vai aizmugurējo riteņu pilnīgai bloķēšanai. Bremžu svira ir uzstādīta uz stumšanas roktura. Lai samazinātu ratīnkrēsla ātrumu, ar abām rokām vienlaikus paceliet bremžu sviru uz augšu (41. attēls). Lai pilnībā nobloķētu aizmugurējos riteņus, kad bremžu svira atrodas augšējā pozīcijā, nospiediet uz leju fiksācijas skavu, kas atrodas zem bremžu sviras (42. attēls). Aizmugurējo riteņu bremzēšanas intensitāti var regulēt, mainot bremžu troses spriegojumu. Jo vairāk tiek atskrūvēta spriegošanas skrūve, jo lielāks kļūst bremzēšanas spēks.

SĒDEKĻA UN ATZVELTNES AUGSTUMA REGULĒŠANA

Sēdekļa augstumu var regulēt, pielāgojot priekšējo un aizmugurējo riteņu pozīciju. Lai noregulētu priekšējā riteņa augstumu, ar sešstūra atslēgu atskrūvējiet skrūvi, izņemiet to, iestatiet riteni vēlamajā augstumā un pēc tam skrūvi atkal cieši pievelciet (43. attēls). Lai noregulētu aizmugurējā riteņa augstumu, izmantojot uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet ass skrūvi un ievietojiet aizmugurējo riteni riteņa adapterī vēlamajā pozīcijā. Pēc iestatīšanas skrūvi atkal cieši pievelciet. Drošības apsvērumu dēļ ieteicams saglabāt vienādu priekšējo un aizmugurējo riteņu augstumu. Riteņu bāzi var pagarināt, pagriežot adapteri par 180°. Tas palielina stabilitāti, nodrošinot pret apgāšanos uz aizmuguri. Ņemiet vērā, ka adaptera regulēšanas laikā aizmugurējais ritenis ir jānoņem.

Atzveltnes augstuma regulēšana

Atzveltni var pārvietot vertikāli, lai to pielāgotu lietotāja pozai un sēdēšanas vajadzībām. Lai veiktu regulēšanu, atskrūvējiet četras stiprinājuma skrūves, kas nostiprina atzveltnes kronšteinus (45. attēls). Kad skrūves ir atskrūvētas, pabīdīet atzveltni uz augšu vai uz leju līdz vēlamajam augstumam (46. attēls). Pēc tam skrūves atkal cieši pievelciet, lai droši nostiprinātu atzveltni jaunajā pozīcijā. Pirms ratīnkrēsla lietošanas vienmēr pārlicinieties, lai visas skrūves pilnībā būtu pievilktas. Neveiciet atzveltnes regulēšanu, kamēr lietotājs sēž ratīnkrēslā.

AIZMUGURĒJIE RITENI

Aizmugurējie riteņi ir piestiprināti, izmantojot ātri noņemamo asi. Lai noņemtu riteņus, ar vienu roku stingri turiet ratīnkrēslu, bet ar otru paņemiet riteņus, vienlaikus nospiežot ātri noņemamo asi, kas atrodas riteņa centrā (skat. 47.-48. attēlu). Turiet asi nospiestu un pavelciet riteņus pret sevi. Lai riteņus piestiprinātu atpakaļ, veiciet šos soļus apgrieztā secībā.

KĀJU BALSTU DARBĪBA

Kāju balsti tiek piegādāti atsevišķā kartona kastē, un pirms uzstādīšanas tie jāizņem no iepakojuma. Piestipriniet tos ratiņkrēsla priekšpusē, ievietojot plastmasas stiprinājuma stieni metāla kronšteinā. Pēc tam pagrieziet kāju balstu uz iekšu, līdz tas ar klikšķi droši nofiksējas vietā (skat. 7.-9. attēlu).

i Nesajauciet kreiso un labo kāju balstu!

Katrs kāju balsts ir aprīkots ar polsterētiem apakšstilba balstiem, kas nodrošina lielāku stabilitāti un atbalstu (skat. 6. attēlu). Šie kāju balsti ir aprīkoti ar regulējamu leņķi, lai nodrošinātu pareizu kāju novietojumu un uzlabotu komfortu (skat. 49.-50. attēlu). Kāju balsta garumu pēc vajadzības var regulēt. Atskrūvējiet skrūvi, izmantojot pievienotos instrumentus, iestatiet vēlamo augstumu un stingri pieskrūvējiet skrūvi atpakaļ vietā (skat. 51.-52. attēlu).

GALVAS BALSTS

Ratiņkrēsls ir aprīkots ar multifunkcionālu galvas balstu, kuru var regulēt atbilstoši lietotāja pozai un atbalsta vajadzībām. Galvas balsts nodrošina vertikālu augstuma regulēšanu, regulēšanu uz priekšu/atpakaļ (dziļumu), leņķa regulēšanu un sānu polsteru platuma regulēšanu (skat. 15.-18. attēlu).

Visas regulēšanas funkcijas tiek veiktas, izmantojot regulējamās sprūdrata sviras (skat. 19. attēlu). Šīs sviras ļauj pieskrūvēt vai atskrūvēt pat šaurās vietās. Kad sviras kustībai traucē kāds šķērslis (piemēram, galvas balsta spilvens), izvelciet sviru ārā, lai atslēgtu iekšējos zobojumus, pārvietojiet sviru brīvā leņķī un atlaidiet. Mehānisms automātiski atkal nofiksējas, ļaujot turpināt pieskrūvēšanu vai atskrūvēšanu, negriežot pašu skrūvi.

Šī sistēma nodrošina precīzu un drošu ikviena galvas balsta elementa regulēšanu.

SĒDEKĻA UN ATZVELTNES LEŅĶA REGULĒŠANA

Ar gāzes atsperu palīdzību var regulēt sēdekļa un atzveltnes leņķus. Sēdekļa slīpuma leņķi var regulēt līdz 20° (no -5° līdz 25°), bet atzveltnes leņķi līdz 35° (no 90° līdz 125°). Šīs funkcijas tiek vadītas, izmantojot leņķa regulēšanas sviras, kas uzstādītas uz stumšanas rokturiem. Sēdekļa regulēšana tiek veikta ar zilo sviru (skat. 53. attēlu), bet atzveltnes regulēšana - ar sarkano sviru (skat. 54. attēlu).

SĒDEKĻA DZIĻUMA UN PLATUMA REGULĒŠANA

Sēdekļa dziļumu var regulēt un fiksēt jebkurā pozīcijā 40 - 50 cm diapazonā. Lai mainītu sēdekļa dziļumu, noņemiet sēdekļa spilvenu un atskrūvējiet četras skrūves, kuras atrodas zem sēdekļa. Ar vienu roku turiet sēdekli, pabīdiet to uz priekšu vai atpakaļ līdz vēlamajai pozīcijai un pēc tam stingri pieskrūvējiet skrūves atpakaļ vietā.

Sēdekļa platumu var palielināt no 44 cm līdz 49 cm, pabīdot roku balstus uz āru (katru roku balstu var regulēt par 2.5 cm). Lai paplašinātu sēdekli, atskrūvējiet skrūvi zem sēdekļa, pabīdiet roku balstu uz āru un nostipriniet to (skat. 44. attēlu). Veiciet šādu pašu regulējumu otrā pusē. Ieteicams, lai abi roku balsti būtu novietoti līdzeni.

Kāju balstu turētājus jāregulē pēc tā paša principa. Atskrūvējiet iekšējo sešstūra skrūvi, pabīdiet katru kāju balsta turētāju uz āru, lai pielāgotu palielinātajam sēdekļa platumam, un pēc tam stingri pieskrūvējiet skrūvi atpakaļ. Pārliecinieties, lai abas puses būtu noregulētas vienādi.

PAPILDU DETALĀS

SĀNU BALSTI

Sānu atbalsti ir uzstādīti abās muguras atzveltnes rāmja pusēs un tos var novietot atbilstoši lietotāja vajadzībām (skat. attēlus 22-24). Katrs balsts ļauj regulēt garumu un leņķi, nodrošinot pareizu sānu stabilizāciju. Lai atvieglotu pārvietošanos, balstus var pagriezt uz āru par 180°, nodrošinot brīvu piekļuvi no sāniem.

Visas regulēšanas un fiksēšanas funkcijas tiek veiktas, regulējamās sprūdrata sviras, kas ļauj pieskrūvēt pat šaurās vietās. Ja svirai traucē kāds šķērslis, izvelciet to uz āru, pārvietojiet vēlamajā pozīcijā un pēc tam pēc nepieciešamības turpiniet pieskrūvēšanu vai atskrūvēšanu.

ABDUKTORS

Abduktors ir uzstādīts ratiņkrēsla priekšpusē un tiek izmantots, lai nodrošinātu pareizu kāju novietojumu (skat. 25.-27. attēlu). To var regulēt gan horizontāli, gan vertikāli, ļaujot to individuāli pielāgot lietotāja vajadzībām. Pēc pozīcijas iestāšanās visi regulējumi tiek nofiksēti, izmantojot sprūdrata sviras fiksatoru, kas ļauj pieskrūvēt pat šaurās vietās.

APKOPE

Lai nodrošinātu drošu un uzticamu ratiņkrēsla darbību, regulāri veiciet šādas pārbaudes un apkopi vai uzticiet to veikt citai personai. Zemāk atradīsiet ieteicamo apkopes grafiku.

	Pirms lietošanas	Reizi nedēļā	Reizi mēnesī	Reizi gadā
Pārliecināties, vai aizmugurējie riteņi ir pareizi novietoti		X		
Vizuāla pārbaude		X		
Notīrīt priekšējos riteņus			X	
Pārbaudīt bremzes	X		X	
Notīrīt priekšējos riteņus			X	
Nodot ratiņkrēslu pārbaudei autorizētam izplatītājam				X



BRĪDINĀJUMS

Ratiņkrēsla remonts, tīrīšana vai regulēšana ir jāveic pilnvarotam servisa speciālistam, kamēr preces lietotājs nesēž ratiņkrēslā.

TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA

Rāmja un plastmasas detaļu tīrīšanai izmantojiet mitru drānu. Noturīgāku netīrumu likvidēšanai var izmantot arī maigu mazgāšanas līdzekli. Rīteņus var tīrīt ar mitru sintētisko šķiedru suku (stieņu birstu izmantošana nav atļauta). Sēdekļa un atzveltnes spilvenus drīkst mazgāt. Izmantojiet maigu mazgāšanas līdzekli. Izmantojiet parastu neagresīvu dezinfekcijas līdzekli. Ja neesat pārliecināts, vai jūsu izmantotais līdzeklis ir piemērots dezinfekcijai, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Smiltis un jūras ūdens var sabojāt gultņus, un, ja virsma ir bojāta, tērauda detaļas var sarūsēt. Ratiņkrēslu drīkst tikai īslaicīgi pakļaut smilšu un jūras ūdens iedarbībai. Notīriet to pēc katra brauciena uz pludmali.

Ratiņkrēslu var dezinficēt, apsmidzinot vai noslaukot ar pārbaudītiem un apstiprinātiem dezinfekcijas līdzekļiem.

Apsmidziniet ratiņkrēslu ar maigu tīrīšanas vai dezinfekcijas līdzekli un ievērojiet ražotāja sniegtos norādījumus.

UZGLABĀŠANA

Ratiņkrēsls ir jāuzglabā sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem. Uzglabāšanas laikā ratiņkrēslu var salocīt. Ratiņkrēslam jābūt tīram, bez putekļiem. To var tīrīt ar putekļu slotiņu vai mitru drānu un maigu mazgāšanas līdzekli. Regulārai tīrīšanai izmantojiet neitrālu mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni. Pirms līdzekļu lietošanas pārbaudiet tīrīšanas vai mazgāšanas līdzekļa piemērotību. Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, jo tas neatgriezeniski sabojās virsmu un anulēs garantiju.



BRĪDINĀJUMS

Ratiņkrēslu nedrīkst ilglaicīgi pakļaut temperatūrai, kas pārsniedz +40°C. Pretējā gadījumā rāmis, kā arī sēdekļi, atzveltne un roku balsti var uzkarst, kas var radīt apdegumus.



BRĪDINĀJUMS

Uz ratiņkrēsla neturiet un neuzglabājiet nekādus priekšmetus.

Pēc ilgstošas uzglabāšanas (vairāk nekā 3 mēnešiem) ratiņkrēsls ir jāpārbauda (skat. nodaļu "APKOPE").

APKĀRTĒJĀS VIDES APSTĀKĻI

Ratiņkrēsls jāuzglabā šādos apstākļos:
Temperatūras diapazons: -20 °C līdz +40 °C;
Relatīvais mitrums 20% līdz 75%;
Atmosfēras spiediens: 800 hPa līdz 1060 hPa.

OTRREIZĒJA LIETOŠANA

Ratiņkrēsls ir piemērots atkārtotai lietošanai citai personai. Lai to izdarītu, jāveic sekojoši pasākumi:
Tīrīšana un dezinfekcija (skat. nodaļu "TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA");
Pārbaude (skat. nodaļu "APKOPE").

Ratiņkrēsls ir jāpielāgo jaunajam lietotājam saskaņā ar servisa dokumentāciju.

UTILIZĒŠANA

Esiet saudzīgs pret vidi un utilizējiet ratiņkrēslu pareizi. Utilizēšanai jānotiek saskaņā ar valsts un vietējo likumdošanu. Lai ratiņkrēslu nodotu pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas uzņēmumu vai mūsu servisa nodaļu.

i Visi izmantotie materiāli ir aizsargāti pret koroziju. Mēs izmantojam tikai REACH prasībām atbilstošus materiālus un komponentus.

NEGADĪJUMI

**Par jebkuru nopietnu negadījumu, kas noticis saistībā ar šo ierīci, ir jāziņo UAB Kasko Group | Kid-Man®
un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs un/vai pacients ir deklarēts.**

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Ražotājs: UAB "Kasko Group" (reģistrētā preču zīme Kid-Man®)

Adrese: A.Vivulskio 12D, Viļņa, LT-03221, Lietuva

Tālrunis: +370 5 265 0000

E-pasts: info@kid-man.com

Tīmekļa vietne: www.kid-man.com




SPECIFIKĀCIJA

Modelis	SteelMan SUPERB		
REF	04-055-3/39	04-055-3/44	04-055-3/49
Sēdekļa platums (cm)	39	44	49
Svars (pilnībā samontētā veidā) (kg)	41.3	43.3	45.3
Kopējais garums (cm)	122	122	122
Kopējais platums (cm)	61	66	71
Kopējais augstums (cm)	127.5 - 140	127.5 - 140	127.5 - 140
Sēdekļa dziļums (cm)	46 - 56		
Sēdekļa augstums (cm)	59 - 64		
Atzveltnes augstums (cm)	48.5 - 61		
Kāju balsta garums (cm)	42 - 71		
Roku balsta augstums (cm)	24 - 30		
Priekšējo riteņu izmērs (cm)	17.5 x 4.4		
Aizmugurējo riteņu izmērs (cm)	60 x 3		
Sēdekļa leņķis	-5° - 25°		
Atzveltnes leņķis	90° - 125°		
Kāju balstu svars (kg)	2.9		
Spilvena svars (kg)	0.6		
Maksimāli pieļaujamā drošā slodze (kg)	135		
Rāmis	tērauda rāmis ar pulverkrāsojumu		
Apdare	Dartex® (PU pārklājums, elpojošs, ūdensizturīgs)		

SÜMBOLID

Selles kasutusjuhendis on hoiatused tähistatud sümbolitega. Hoiatussümbolitele on lisatud pealkiri, mis näitab ohu tõsidust või annab põhiteavet.


i Annab põhiteavet, soovitusi ja teavet tõhusaks ja probleemivabaks kasutamiseks.


 **HOIATUS / ETTEVAATUST** – näitab, et seadme kasutamisel tuleb olla ettevaatlik. Näitamaks, et praegune olukord vajab kasutajapoolset teadlikkust või toimingut vältimaks soovimatuid tagajärgi.


 **TÄHELEPANU!** Seda märki kasutatakse teie turvalisust puudutavate väga oluliste osade jaoks. Palun vaadake kasutusjuhendit.

OHUTUSTEAVE

 **HOIATUS**
Mis tahes muu või ebaõige kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.

 **HOIATUS**
Õnnetuste ja tõsiste vigastuste oht. Kui ratastool on valesti reguleeritud, võib juhtuda tõsiste vigastustega õnnetus. Ratastooli reguleerimise peab alati teostama volitatud edasimüüja.

 **HOIATUS**
Tingimustele ebasobivast sõidustiilist tulenev oht. Märjal pinnasel, kruusal või ebatasasel maastikul esineb libisemisoht. Kohandage oma kiirust ja sõidustiili alati vastavalt oludele (ilm, teekate, isiklikud võimed jne).

 **HOIATUS**
Vigastusoht. Kokkupõrke korral võite vigastada oma kehaosi, mis ulatuvad ratastoolist kaugemale (nt jalad või käed). Vältige pidurduseta kokkupõrget; ärge kunagi sõitke objektile otsapidi sisse; sõitke läbi kitsaste käikude ettevaatlikult.

OHUTUSTEAVE



HOIATUS

Oht ratastooli üle kontrolli kaotamise tõttu. Suurel kiirusel võite kaotada kontrolli oma ratastooli üle ja ümber kukkuda. Ärge kunagi ületage kiirust 7 km/h. Üldiselt vältige kokkupõrkeid. Ärge kasutage eskalaatoreid. Ärge tagurdage kaldpinnast alla.



ETTEVAATUST

Põletusohu. Ratastooli komponendid võivad kokkupuutel väliste soojusallikatega kuumeneda. Ärge jätke ratastooli enne kasutamist tugeva päikesevalguse kätte pikemaks ajaks. Enne kasutamist kontrollige kõigi nahaga kokkupuutuvate komponentide temperatuuri.



ETTEVAATUST

Sõrmede vahelejäämise oht. Alati on olemas oht, et sõrmed või käed võivad jääda ratastooli liikuvate osade vahele.



HOIATUS

Õnnetuste oht. Valesti seadistatud või enam mittetöötavad turvaseadmed (pidurid, ümberkukkumisvastane seade) võivad põhjustada õnnetusi. Enne ratastooli kasutamist veenduge alati, et turvaseadmed töötavad, ning laske neid regulaarselt kontrollida volitatud edasimüüjal.



HOIATUS

Õnnetuste oht. Õigeks ja ohutuks kasutamiseks soovime ratastooli kasutamisel järgida ohutusjuhiseid. See ratastool on loodud tagama stabiilsuse istudes. Iga liigutus ratastoolis mõjutab raskuspunkti ja võib põhjustada ratastooli ümbermineku.



HOIATUS

Lämbumisoht. Veenduge, et alla viieaastastel lastel ei oleks ratastoolile lihtsat ligipääsu. Ehituses kasutatud väikeste elementide tõttu võivad lapsed need alla neelata või nende tõttu lämbuda.

OHUTUSTEAVE**ETTEVAATUST**

Ratastool sobib ainult ühele inimesele.

**ETTEVAATUST**

Liikumisel hoidke jalad jalaplaatidel. Ärge seiske jalaplaatidel. Säilitage kogu aeg õiget tasakaalu. Kasutajad ei tohi oma raskuskeset istumisaslast välja viia.

**ETTEVAATUST**

Soovitame teil konsulteerida oma tervishoiutöötajaga, et saada nõu ratastooli saamise ja sealt tõusmise kohta. Ratastooli minekul tuleb seisupidur alati peale tõmmata. Seisupidurid ei sobi ratastooli aeglustamiseks.

**ETTEVAATUST**

Olge teadlik oma keskkonnas esinevatest ohtudest, nagu kitsad ukseavad, astmed, kodumasinad, laste mänguasjad jne. Ärge sirutage esemete järele kaugemale, kui teie käsi ulatub.

**HOIATUS**

Õnnetuste oht. Ärge püüdke vee-, jää- või õlikattega kaldest üles või alla liikuda. Ärge püüdke ratastooli peatada, kui olete kaldpinnal.

**HOIATUS**

Õnnetuste oht. Ärge püüdke sõita üle äärekivide või takistuste. See võib põhjustada teie ratastooli ümberkukkumise ja kehavigastusi või ratastooli kahjustamise.

**HOIATUS**

Õnnetuste oht. Ärge kunagi jätke tühja ratastooli kallakule või mujale nii, et see võib ümbritsevaid inimesi või asju vigastada. Eeldatav kasutusiga on 5 (viis) aastat, eeldades, et toodet kasutatakse igapäevaselt ning vastavalt käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiste, hooldusjuhendile ja sihtotstarbele. Pärast seda tuleb ratastool anda taaskasutusse. Ärge visake oma ratastooli tavaliste jäätmete hulka (vt peatükki „KASUTUSEST KÕRVALDAMINE“).

ÜLDINE

SISSEJUHATUS

See kasutusjuhend sisaldab olulist teavet toote käsitlemise kohta.

Toote ohutu kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kaasasolevaid ohutusjuhiseid.

Pange tähele, et see dokument võib sisaldada jaotisi, mis ei ole teie konkreetse toote puhul asjakohased, kuna see kehtib kõigi praegu saadaolevate mudelite kohta.

Kui pole teisiti märgitud, kehtib selle dokumendi iga jaotis kõigile tootemudelitele.

EESSÕNA

Täname teid Kid-Manile[®] antud usalduse eest. Iga toode on tehases kontrollitud ja teele saadetud veatus seisukorras. Soovime teile palju edu ja loodame, et UAB Kasko Group | Kid-Man[®]-i ratastool mõjutab teie igapäevaelu positiivselt.

GARANTII

Anname garantii 24 kuuks alates ostukuupäevast. Kõik volitamata muudatused, mis on tehtud ilma tootja nõusolekuta, muudavad vastutuse kehtetuks. Siia alla kuulub maksimaalse kasutajakoormuse ületamine ja toote ebaõige kasutamine. Garantii kehtib ainult täielikult täidetud garantiikaardiga. UAB Kasko Group | Kid-Man[®] (edaspidi Tootja) otsustab pärast 4 nädala jooksul ostjalt kauba nõude saamist, kas probleem läheb garantii alla. Kui probleem ei kuulu garantii alla ja klient on sellega nõus, lahendab tootja võimalusel probleemi. Kõik kulud, sealhulgas transpordikulud, peab katma klient. Garantiiremont ei pikenda garantiid.

VASTUTUSE PIIRAMINE

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad järgmisest:

- kasutusjuhendi mittejärgimine;
- ebaõige kasutamine;
- loomulik kulumine;
- ostjapoolne ebaõige kokkupanek või seadistamine ning kolmanda poole tehtud tehnilised muudatused;
- tootja heakskiitmata kolmanda poole tarvikute kasutamine tootja heakskiidetud tarvikute asemel;
- volitamata muudatused ja/või sobimatute varuosade kasutamine.

STANDARDID JA MÄÄRUSED

Ratastool vastab järgmiste standardite ja määruste nõuetele:

- a) standard EN 12183:2022 Manuaalsed ratastoolid – Nõuded ja katsemeetodid;
- b) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/745 5. aprillist 2017 meditsiiniseadmete kohta, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ.

KASUTUSIGA

Eeldatav kasutusiga on 5 (viis) aastat, eeldusel, et toodet kasutatakse igapäevaselt ja vastavalt ohutusjuhiste, hooldusjuhendile ja kasutusotstarbele, mis on märgitud käesolevas kasutusjuhendis.

Pärast seda tuleb ratastool anda taaskasutusse. Ärge visake oma ratastooli tavaliste jäätmete hulka (vt peatükki „KASUTUSEST KÕRVALDAMINE“).

TEAVE TOOTJA KOHTA

Tootja: UAB „Kasko Group“ (registreeritud kaubamärk Kid-Man®)

Address: A.Vivulskio 12D, Vilnius, LT-03221, Leedu

Telefon: +370 5 265 0000

E-post: info@kid-man.com

Koduleht: www.kid-man.com

TEAVE TOOTE KOHTA

Toode: MULTIFUNKTSIONAALNE RATASTOOL

Mudel: SteelMan SUPERB

VIIDE: 04-055-3/39; 04-055-3/44; 04-055-3/49

KASUTUSEESMÄRK JA -NÄIDUSTUSED

Ratastool SteelMan SUPERB on mõeldud ajutiste (nt luumurrud või jalgade või labajala vigastused) või pikaajaliste (nt halvatus, luu- ja lihaskonna probleemid, neuroloogilised probleemid, tasakaalu- või kõnniprobleemid) liikumisraskustega isikute abistamiseks ja transportimiseks.

Seda ratastooli **ei saa kasutaja ise liigutada**. Seda saab edasi liigutada **ainult saatja**, kasutades lükkamiskäepidemeid. Selle multifunktsionaalsed omadused – näiteks kallutus, seljatoe reguleerimine ja reguleeritavad jalatoed – pakuvad tuge kasutajatele, kes vajavad suuremat stabiilsust, asendi või kehahoiaku parandamist.



See ratastool peab olema spetsiaalselt kasutajale tellitud ja vastama teie konkreetsele tervislikule seisundile.

ETTENÄHTUD KASUTAJAD

Ratastool SteelMan SUPERB on mõeldud 15-aastastele ja vanematele inimestele (noorukitele ja täiskasvanutele), maksimaalse kandevõimega 135 kg). Maksimaalne vanus ratastooli kasutamiseks ei ole kindlaks määratud ja sõltub inimesest.



HOIATUS

Õnnetuste oht.

Keelatud on ületada ratastooli maksimaalset ohutut koormust.


VASTUNÄIDUSTUSED

Ratastooli sihipärasel kasutamisel ei ole teada vastunäidustusi vastunäidustusi.

TOOTE ETIKETT

Tunnussilt on kinnitatud teie seadme raami külge (vt joonist).

1. Toode
2. Mudel
3. Suurus (istme laius)
4. Maksimaalne lubatud koormus
5. Tootja / kontaktandmed
6. Tootmiskuupäev
7. UDI / SN-kood
8. CE-märkis
9. Vt kasutusjuhendit



PAKENDI SISU


Ratastool SteelMan SUPERB tarnitakse papp-pakendis ja see on peaaegu kasutusvalmis. Pärast lahtipakkimist hoidke võimaluse korral pakend alles. Teil võib seda hiljem vaja minna ratastooli hoiustamiseks või tagastamiseks. Pärast paki kättesaamist kontrollige, et see ei oleks transpordi käigus kahjustada saanud.

i Kui märkate kahjustuse märke, teavitage sellest viivitamata transpordiettevõtet.

i Kontrollige pakendi sisu ning kui mõni allpool loetletud osadest puudub, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

Pakendi sisu:

1. 1 x Ratastooliraam lükkesangade ja piduritega
2. 1 x Jalatugede paar
3. 1 x Käetugede paar
4. 1 x Reguleerimistöõriist
5. 1 x Peatugi
6. 1 x Polsterdatud seljatugi
7. 1 x Polsterdatud iste
8. 1 x Külgtugi (ei kuulu komplekti)
9. 1 x Reieabduktor (ei kuulu komplekti)
10. Kasutusjuhend




KOMPONENDID JA FUNKTSIOONID

Ülevaade

Ratastoolil on ergonoomilised toed ning reguleeritava kaldenurgaga iste ja seljatugi, mida saab hõlpsasti reguleerida lukkesangade abil.

1. Peatugi
2. Kaldenurga reguleerimishoob
3. Peatoe hoidik
4. Seljatugi
5. Külgtoid (ei kuulu komplekti)
6. Käetugi
7. Reieabduktor (ei kuulu komplekti)
8. Jalatoe nurga reguleerimise mehhanism
9. Jalatugi
10. Jalatoe kõrguse lukustusmehhanism
11. Säätetugi
12. Jalaplaat
13. Esiratas
14. Lükkekäepidemed
15. Pidurihoovad
16. Tagaratas
17. Käsirõngas
18. Seisupidurid
19. Kiirvabastustelg
20. Kallutusvastane seade



i Teie ratastooli keerukus võib toote pideva arendamise tõttu veidi erineda selles juhendis kirjeldatud ratastoolist.

RATASTOOLI AVAMINE JA KOKKUVOLTIMINE

Pärast toote lahtipakkimist valmistage ratastool ette kasutamiseks, **järgides neid samme:**

1. Asetage ratastool kindlale ja tasasele pinnale;
2. Reguleerige seljatugi vertikaalasendisse (joonis 1);
3. Seljatoe kinnitamiseks lukustage tihvt (joonised 2–3);
4. Sisestage pidurihoovadega lükkekäepidemed ettenähtud asenditesse (joonis 4). Kinnitage see kindlalt reguleeritavate hammasratashoopade abil. (joonis 5);
5. Paigaldage sääretoed jalatugedele. Kasutage nende pingutamiseks reguleerimisriistu (joonis 6);
6. Paigaldage jalatoed ettenähtud asenditesse (joonised 7–8). Jalatuge lukustamiseks keerake seda sissepoole – peaksite kuulma klõpsatust (joonis 9). Jalatugi peab püsima kindlalt;
7. Langetage jalaplaadid mugavasse asendisse;
8. Paigaldage käetoed ettenähtud asenditesse (joonis 10). Vajutage metallnuppu, samal ajal käetuge paika sisestades (joonised 11–12). Kinnitumise kinnitamiseks peaks kostma klõpsatus;
9. Peatoe paigaldamiseks tõstke seljatoe ülaosas olev nupp üles (joonis 14) ja libistage peatugi soovitud asendisse (joonis 13). Reguleerige kaldenurka reguleerimishoobade abil (joonised 15–18);
10. Pange peale seljatoe ja istme pehmed padjad (joonised 20–21).

Valikulised osad:

11. Kinnitage külgmine tugiklamber antud poltide ja seibidega (joonis 22);
12. Sisestage külgtugi kronsteini sisse (joonis 23);
13. Pingutage see reguleerimishoobade abil (joonis 24);
14. Kinnitage eraldaja kronstein antud poltide ja seibidega (joonis 25);
15. Sisestage **eraldaja** kronsteini sisse (joonis 26);
16. Pingutage see reguleeritavate hammasratastega hoobadega (joonis 27);

i **Selleks ei ole vaja suurt jõudu.** Kui vajutate liiga kõvasti, võite jalatuge või käetuge kahjustada (nt selle murda).

Ratastooli kokkuvoltimiseks keerake kõigepealt jalatoed üles ja eemaldage jalatoed. Jalatoe eemaldamiseks tõmmake selle vabastusrõngast ja keerake see väljapoole, seejärel tõstke jalatugi üles. Eemaldage käetugi, vajutades metallist nuppu. Langetage lükkesangad madalaimasse asendisse. Eemaldage peatugi, tõstes reguleerimisnuppu. Lõpuks vabastage kinnitusklamber, et seljatugi saaks kokku voltida.



HOIATUS

Sõrme vahelejäämise oht! Olge ettevaatlik, et te ei haaraks istmetorust kinni.



HOIATUS

Arge kunagi tõstke ratastooli eemaldatavate osade (nt käetugede, jalatugede või padja) kaudu. Enne tõstmist eemaldage kõik eemaldatavad osad – eemaldamise juhised leiате sellest kasutusjuhendist. Pärast osade eemaldamist ja ratastooli kokkuvoltimist tõstke seda mõlema käega ainult raamist hoides.

KASUTAMINE

i See ratastool on loodud stabiilse istumise tagamiseks, kuid igasugune muutus kasutaja asendis või ratastooli reguleerimises või ratastooli seadistuse muutmine võib nihutada raskuskeset ja mõjutada stabiilsust. Ohutuse suurendamiseks tuleb turvavööd alati kasutada, kui ratastool liigub või kui stabiilsus on ebakindel.

! **HOIATUS**
Ratastoolil ei ole ette nähtud kohti ega kinnituspunkte täiendavate koormate kandmiseks.

ETTEPOOLE KALLUTAMINE

! **HOIATUS**
Väljakukkumise oht. Kui kallutate end ratastoolist ettepoole, võite sellest välja kukkuda. Ärge kunagi kallutage end liiga ette ega nihutage end istmel ettepoole, et milleni ulatuda. Ärge kummarduge põlvede vahele ettepoole, et põrandalt midagi üles tõsta.

RATASTOOLIS MILLEGI POOLE KÜÜNITAMINE

Üle ratastooli istme tohib sirutada ainult käed. Keha ja pea peavad jääma istme piiresse (vt joonised 28–29).

KÕNNITEELE LIIKUMINE

Soovitame kõnniteele liikuda abilise abil. Abilisepoolised sammud:

- Asetage ratastool sirgelt, otse äärekivi ette;
- Kallutage ratastooli tahapoole ja liikuge aeglaselt edasi, kuni esirattad veerevad üle äärekivi;
- Lükake ratastooli otse ettepoole, kuni tagarattad puudutavad äärekivi;
- Tõstke ratastooli veidi ja lükake seda ettepoole, kuni tagarattad on kõnniteel (joonis 31).

Märkus. Kui ümberminekuvastane kaitse takistab ratastooli piisavalt tahapoole kallutamist, soovitame selle ajutiselt eemaldada, kuni ratastool kõnniteele asetatakse.

i Kallutage ratastooli tahapoole ainult siis, kui ümberkukkumisvastane seade on eemaldatud.

RATASTOOLI SAAMINE JA SEALT ÄRASAAMINE

Kui olete piisavalt tugev, saate seda teha ise. Asetage ratastool sihtpinna lähedale, esirattad ettepoole, ja rakendage pidureid. Tõstke jalatoed üles ja eemaldage käetugi küljelt, miskaudu ratastooli istute. Kummarduge ette ja kasutage oma käsi langetatud käetoel ja tagarattal, et nihutada oma raskust sihtmärgi poole (vt joonist 32). Vältige pidurihoobadele toetumist. Lisatoe saamiseks on soovitatav kasutada ülekandealust.

Kui üleminek on liiga keeruline, paluge abi. Ärge kunagi toetuge ülemineku või seismise ajal piduritele ega jalaplaatidele.

TREPID

Soovitame paluda abi kahelt inimeselt, kellest üks istub ratastooli ees ja teine selle taga, kuna trepist üles ja alla liikumine on keerulisem ning ohtlikum. Ratastooli taga istuja kallutab ratastooli tahapoole, kuni see on tasakaalus. Seejärel lükkab ratastooli vastu esimest astet, haarates kindlalt käepidemest, et valmistuda ratastooli tõstmiseks. Ratastooli ees olev inimene haarab ratastooli esiosa raami külgedest ja tõstab tooli üle astmete, samal ajal kui teine saatja astub järgmisele astmele, korrates esimest toimingut. Ärge langetage ratastooli enne, kui ratastooli ees olev inimene on teinud oma viimase sammu. Ratastooli trepist alla kandmine toimub samamoodi nagu eelnevalt selgitatud, vastupidises järjekorras (joonis 30).



HOIATUS

Palun ärge haarake ratastooli üle jalatugede, sest see võib lahti tulla.

KALDEST ÜLES TRANSPORTIMINE

Abiline peab ratastooli ülesmäge lükates hoidma ühtlast ja kontrollitud tempot, hoides suunda sirgjooneliselt. Järske suunamuutusi tuleb vältida ja tõusu ei tohi kunagi proovida diagonaalselt (joonis 33).

KALDEST ALLA TRANSPORTIMINE

Abiline peab ratastooli kiirust reguleerima, tagades kindla kontrolli lükkekäepidemete üle ning selle, et nii kiirus kui ka suund püsiksid kogu aeg stabiilsed (vt joonis 34).

KÄETOE KASUTAMINE

Ratastool on varustatud eemaldatava käetoega. Kui see on vaja täielikult eemaldada, vajutage käetoe küljel asuvat metallnuppu ja tõstke see ettevaatlikult üles, hoides nuppu all (vt joonis 11). Hoidke seda allavajutatuna ja tõstke käetugi ettevaatlikult üles. Selle tagasi panemiseks korrake toiminguid vastupidises järjekorras. Käetugi on kõrguses reguleeritav – asendi muutmiseks vajutage metallnuppu.



Ratastooli kasutamise ajal peavad käetoed olema lukustatud.

ÜMBERKUKKUMISVASTANE SEADE

SteelMan SUPERB ratastool on varustatud ümberkukkumisvastaste ratastega. Ümberkukkumisvastase seadme eesmärk on vältida ratastooli tahapoole kaldumist. See võib hooldajal aidata ka ratastooli kallutada. Rataste kõrgust saab reguleerida. Selleks tõmmake punast värvi nuppe enda poole ja libistage toru mööda kronsteini üles või alla (joonised 36–37). Kui soovite rattad maha võtta, keerake polt lahti, võtke see välja ja tõmmake seadet.

PIDURDAMINE

SteelMan SUPERB on varustatud piduritega mõlemal küljel. Seisupidureid saab rakendada või vabastada spetsiaalse käepideme abil, mis asub ratastooli mõlemal küljel (joonis 38). Mugavuse ja ligipääsu parandamiseks saab pidurihoova mittekasutamisel sissepoole pöörata, nagu on näidatud joonisel 40. Seisupiduri rakendamiseks tõmmake käepidet enda poole. Seisupiduri vabastamiseks ja liikumise võimaldamiseks lükake käepidet ettepoole (joonis 39). Suurema ohutuse tagamiseks soovitame mõlemad pidurid rakendada alati samaaegselt.

Tavapärase kulumise tõttu võib tagarataste pidurdustõhusus aja jooksul väheneda. Nõuetekohase pidurdamise tagamiseks peate piduri asendit reguleerima. Selleks keerake kaasasoleva tööriista abil lahti kaks piduri allosas asuvat polti. Liigutage pidureid veidi edasi või tagasi ja seejärel pingutage polte uuesti.

ABILISE PIDURID

Ratastool SteelMan SUPERB on varustatud trummelpiduritega, mis on mõeldud saatjale ratastooli aeglustamiseks (eriti allamäge sõites) või tagarataste täielikuks lukustamiseks. Pidurihoob on paigaldatud lükkekäepidemele. Ratastooli aeglustamiseks vajutage pidurihoova mõlema käega samaaegselt ülespoole (joonis 41). Tagumiste rataste täielikuks lukustamiseks, kui pidurihoob on ülemises asendis, vajutage pidurihoova all asuvat lukustusklambrit alla (joonis 42). Tagumise ratta pidurdusjõudu saab reguleerida piduritrossi pinget muutes. Mida rohkem pingutuskruvi lahti keerata, seda tugevamaks muutub pidurdusjõud.

ISTME JA SELJATOE KÕRGUSE REGULEERIMINE

Tänu esi- ja tagaratastele on istme kõrgust võimalik reguleerida. Esiratta kõrguse reguleerimiseks keerake kruvi kuuskantvõtmega lahti, tõmmake see välja, seadke ratas soovitud kõrgusele ja pingutage uuesti (joonis 43). Tagumise ratta kõrguse reguleerimiseks keerake telje kruvi mutrivõtmega lahti ja asetage tagaratas rattaadapterisse. Pärast paigale seadmist pingutage neid uuesti. Ohutuse huvides soovitame hoida esi- ja tagarattad samal kõrgusel. Teljevahet saab pikendada, keerates adapterit 180° võrra. See suurendab stabiilsust tahapoole kaldumise suhtes. Pange tähele, et adapteri reguleerimise ajal tuleb tagaratas eemaldada.

Seljatõe kõrguse reguleerimine

Seljatuge saab vertikaalselt ümber paigutada, et see vastaks kasutaja kehahoiakule ja istumisvajadustele. Reguleerimiseks keerake lahti neli seljatõe kronsteinide kinnituskruvi (joonis 45). Kui seljatugi on lahti, libistage seda üles- või allapoole soovitud kõrgusele (joonis 46). Seejärel keerake kruvid uuesti kinni, et seljatugi uues asendis kindlalt fikseerida. Enne ratastooli kasutamist veenduge alati, et kruvid on täielikult kinni keeratud. Ärge reguleerige seljatuge, kui kasutaja istub.

TAGARATTAD

Tagarattad kinnitatakse kiirkinnitusega telje abil. Ratta eemaldamiseks hoidke ratastooli ühe käega paigal, võtke teise käega rattast kinni, vajutades samal ajal ratta keskel asuvat kiirkinnitustelge (joonised 47 – 48). Tõmmake rattast enda poole, hoides telge all. Ratta tagasi paigaldamiseks korrake samme vastupidises järjekorras.

JALATOE KASUTAMINE

Jalatoed on pakendatud eraldi pappkarpi ja need tuleb enne paigaldamist lahti pakkida. Kinnitage need ratastooli esiosa külge, sisestades plastist kinnitusposti metallklambrisse. Seejärel keerake jalatuge sissepoole, kuni see kindlalt klõpsatusega oma kohale lukustub (joonised 7 – 9).

i Ärge ajage paremat ja vasakut poolt segamini!

Igal jalatoel on polsterdatud sääretoed parema stabiilsuse ja toe tagamiseks (joonis 6). Nendel jalatugedel on reguleeritava nurga all õige asend ja parem mugavus (joonised 49 – 50).

Jalatoe pikkust saab samuti vastavalt vajadusele reguleerida. Keerake polt kaasasolevate tööriistade abil lahti, määrake soovitud kõrgus ja keerake polt uuesti kindlalt kinni (joonised 51 – 52).

PEATUGI

Ratastool on varustatud multifunktsionaalse peatoega, mida saab reguleerida vastavalt kasutaja kehahoiakule ja tugivajadustele. Peatoel on vertikaalne kõrguse reguleerimine, ette-/tahapoole (sügavuse) reguleerimine, nurga reguleerimine ja külgpada laiuse reguleerimise võimalus (joonised 15 – 18).

Kõik reguleerimised tehakse reguleeritavate hammasratastega hoobade abil (joonis 19). Need hoovad võimaldavad pingutamist ja lödvendamist isegi kitsastes kohtades. Kui hoob jõuab takistuseni (näiteks peatoe padjani), tõmmake hooba väljapoole, et sisemised sakid vabastada, asetage hoob vabasse nurka ja vabastage see. Sakid rakenduvad automaatselt uuesti, võimaldades teil mehhanismi pingutamist või lödvendamist jätkata ilma kruvi ennast pööramata.

See süsteem tagab iga peatoe komponendi täpse ja kindla reguleerimise.

ISTME JA SELJATOE NURGA REGULEERIMINE

Gaasvedrude abil saab reguleerida istme ja seljatoe nurka. Istme kaldenurka saab reguleerida kuni 20° (–5° kuni 25°) ja seljatoe nurka kuni 35° (90° kuni 125°). Neid funktsioone juhitakse lükkekäepidemetele kinnitatud nurga juhthoobade abil. Istme reguleerimine toimub sinise käepidemega (joonis 53) ja seljatoe reguleerimine punase käepidemega (joonis 54).

ISTME SÜGAVUSE JA LAIUSE REGULEERIMINE

Istme sügavus on reguleeritav ja seda saab lukustada mis tahes asendisse vahemikus 40–50 cm. Istme sügavuse muutmiseks eemaldage istmepadi ja keerake lahti neli istme all asuvat polti. Hoidke istet ühe käega, libistage seda edasi või tagasi soovitud asendisse ja seejärel keerake poldid kindlalt kinni.

Istme laiust saab käetugede väljapoole nihutamise teel suurendada 44 cm-lt 49 cm-le (iga käetuge saab reguleerida 2.5 cm võrra). Istme laiendamiseks keerake lahti istme all asuv polt, libistage käetuge väljapoole ja kinnitage see (joonis 44). Korrake sama reguleerimist vastasküljel. Soovitav on hoida mõlemad käetoed ühtlaselt asetatuna.

Jalatoe hoidjaid tuleb reguleerida sama põhimõtte järgi. Keerake lahti kuuskantpolt, libistage iga jalatoe hoidik väljapoole, et see vastaks suurendatud istmelaiusele, ja pingutage polt. Veenduge, et mõlemad pooled oleksid ühtlaselt reguleeritud.

LISAOSAD

KÜLGTOED

Külgtoed on paigaldatud seljatoe raami mõlemale küljele ja neid saab paigutada vastavalt kasutaja vajadustele (joonised 22–24). Iga tugi võimaldab pikkuse ja nurga reguleerimist, tagades õige külgmise stabiliseerimise. Lihtsama ülemineku tagamiseks saab tugesid 180° väljapoole pöörata, mis tagab küljelt vaba juurdepääsu.

Kõik reguleerimis- ja lukustusfunktsioonid toimuvad reguleeritavate hammasratastega hoobade abil, mis võimaldavad pingutamist isegi kitsastes kohtades. Kui hoob takistuse otsa jõuab, tõmmake seda väljapoole, et seda ümber paigutada, seejärel jätkake vajaduse korral pingutamist või lödvendamist.

ERALDAJA

Eraldaja on paigaldatud ratastooli ette ja seda kasutatakse jalgade õige asendi toetamiseks (joonis 25–27). Seda saab reguleerida nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt, mis võimaldab seda individuaalselt kasutaja vajadustele vastavalt kohandada. Kui seade on paigas, kinnitatakse kõik seadistused hammasratta kinnitushoovaga, mis võimaldab pingutamist isegi kitsastes kohtades.

HOOLDUS

Ohutu ja usaldusväärse töö tagamiseks tehke regulaarselt läbi järgmised kontrollid ja hooldused või laske need teha mõnel teisel isikul. Altpoolt leiate soovitatud hooldusgraafiku.

	Enne kasutust	Kord nädalas	Kord kuus	Kord aastas
Kontrollige, kas tagarattad on õigesti omal kohal		X		
Visuaalne kontroll		X		
Kontrollige kokkupanekumehhanismi			X	
Kontrollige pidureid	X		X	
Puhastage esirattad			X	
Laske ratastooli kontrollida volitatud edasimüüjal				X



HOIATUS

Ratastooli remonti, puhastamist või reguleerimist tohib teha volitatud teeninduspersonal ajal, mil inimene ratastoolis ei istu.

PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE

Kasutage raami ja plastosade puhastamiseks niisket lappi. Tugevama mustuse eemaldamiseks on võimalik kasutada ka õrnatoimelist pesuvahendit. Rattaid saab puhastada märja sünteetilisest kiust harjaga (traatharja kasutamine ei ole lubatud). Istme- ja seljatoepadjad on pestavad. Kasutage õrnatoimelist pesuvahendit. Kasutage tavalist mitte-tugevatoimelist desinfektsioonivahendit. Kui te pole kindel, kas teie kasutatav vahend sobib desinfitseerimiseks, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

Liiv ja merevesi võivad laagreid kahjustada ning terasosad võivad pinna kahjustamise korral roostetada. Ratastooli kokkupuude liiva ja mereveega võib olla ainult lühiajaline ning seda tuleb pärast iga rannaskäiku puhastada.

Ratastooli võib desinfitseerida, pihustades sellele või pühkides seda testitud heakskiidetud desinfektsioonivahenditega.

Pihustage pehmet puhastus- või desinfitseerimisvahendit ja järgige tootja juhiseid ning järgige tootja antud juhiseid.

HOIUNDAMINE

Ratastooli tuleb hoida kuivas keskkonnas, kaitstuna otsese päikesevalguse eest. Hoiundamiseks saab ratastooli kokku panna. Ratastool peab olema puhas ja tolmuvaba. Seda saab teha tolmulapi või niiske lapi ja õrnatoimelise pesuvahendiga. Puhastage regulaarselt, kasutage üldotstarbelist neutraalset pesuvahendit ja sooja vett. Enne kasutamist kontrollige puhastus- või pesuaine sobivust. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, kuna see kahjustab pinda jäädavalt ja muudab garantii kehtetuks.

 **HOIATUS**
Ratastooli ei tohi püsivalt hoida temperatuuril üle +40 °C. Vastasel juhul võivad raam, samuti iste, seljatugi ja käetoed kuumeneda, mis võib põhjustada põletusi.

 **HOIATUS**
Ärge kunagi hoidke ratastooli peal muid esemeid.

Pärast pikaajalist (üle 3 kuu) hoiundamist tuleb ratastool üle vaadata (vt peatükki „HOOLDUS“).

KESKKONNATINGIMUSED

Hoiundage ratastooli järgmistel tingimustel:
Temperatuurivahemik -20°C kuni +40°C;
Suhteline õhuniiskus 20% kuni 75%;
Atmosfäärirõhk 800 hPa kuni 1060 hPa.

KORDUSKASUTAMINE

Ratastool sobib korduskasutamiseks. Tuleb teha järgmised toimingud:
Puhastamine ja desinfitseerimine (vt peatükki „PUHASTAMINE JA DESINFITSERIMINE“);
Ülevaatus (vt peatükki „HOOLDUS“).

Ratastool tuleb kohandada uue kasutaja jaoks vastavalt hooldusdokumentidele.

KASUTUSEST KÕRVALDAMINE

Olge keskkonnateadlik ja kõrvaldage oma ratastool nõuetekohaselt. Kasutusest kõrvaldamine toimub vastavalt riiklikele ja kohalikele eeskirjadele. Ratastooli nõuetekohaseks ümbertöötlemiseks võtke ühendust kohaliku kogukonna, jäätmeäritlusettevõtte või meie teenindusosakonnaga.

i Kõik kasutatud materjalid on korrosiooni eest kaitstud. Kasutame ainult REACH-nõuetele vastavaid materjale ja komponente.

JUHTUMID

Kõigist seadmega seotud tõsistest intsidentidest tuleb teatada ettevõttele UAB Kasko Group | Kid-Man® ja kasutaja ja/või patsiendi elu- või asukohaliikmesriigi pädevale asutusele.

KONTAKTID:

Tootja: UAB „Kasko Group“ (registreeritud kaubamärk Kid-Man®)

Address: A.Vivulskio 12D, Vilnius, LT-03221, Leedu

Telefon: +370 5 265 0000

E-post: info@kid-man.com

Koduleht: www.kid-man.com



SPETSIFIKATSIOONID

Mudel	SteelMan SUPERB		
VIIDE	04-055-3/39	04-055-3/44	04-055-3/49
Istme laius (cm)	39	44	49
Kaal (täielikult kokkupanduna) (kg)	41.3	43.3	45.3
Üldpikkus (cm)	122	122	122
Üldlaius (cm)	61	66	71
Üldkõrgus (cm)	127.5 - 140	127.5 - 140	127.5 - 140
Istme sügavus (cm)	46 - 56		
Istme kõrgus (cm)	59 - 64		
Seljatoe kõrgus (cm)	48.5 - 61		
Jalatoe pikkus (cm)	42 - 71		
Käetoe kõrgus (cm)	24 - 30		
Esirataste suurus (cm)	17.5 x 4.4		
Tagaratta suurus (cm)	60 x 3		
Istme nurk	-5° - 25°		
Seljatoe nurk	90° - 125°		
Jalatugede kaal (kg)	2.9		
Padja kaal (kg)	0.6		
Maksimaalne ohutu koormus (kg)	135		
Raam	Pulbervärvitud terasraam		
Polsterdus	Dartex® (PU-kattega, hingav, veekindel)		

GARANTINIS TALONAS / GARANTIJAS TALONS / GARANTIICAART

Gaminio pavadinimas Preces nosaukums Toote nimi	Modelis, Nuoroda Modelis, REF Mudel, viitenr	Pirkimo data (įrašyti) Pirkuma datums (ierakštīt) Ostukuupāev (sisesta)	Garantis laikotarpis Garantijas laiks Garantiaieg
<ul style="list-style-type: none">LT Daugiafunkcinis neįgaliojo vežimėlisLV Daudzfunkcionāls ratiņkrēslsEE Multifunktsionaalne ratastool	SteelMan SUPERB, 04-055		24 mēnesiai mēneši kuud

Published by UAB Kasko Group | Kid-Man®

A. Vivulskio g. 12D, 03221 Vilnius, Lithuania
Tel. +370 5 265 0000 | www.kid-man.com | info@kid-man.com

Data 2019-03-18 | Datums 2019-03-18 | Kuupāev 18.03.2019

Paskutinio atnaujinimo data 2026-01-07

Pēdējās atjaunināšanas datums 2026-01-07

Viimase versiooni kuupāev 07.01.2026



The quality management system of Kasko Group,
UAB meets the standards ISO 9001 and ISO 14001



Unikalūs priemonės identifikatorius (UDI) / serijos numeris (SN):

SN | UDI (Ierices unikālais identifikators) vieta

SN | UDI (Seadme kordumatu identititfseerimistunnus) koht

Jūsų pardavėjas
Jūsu izplatītājs
Teie edasimūija