

Ръкавици за преглед от нитрил

Основни характеристики:

- ▶ Тънка ръкавица от нитрил без пудра, двустранна и с навит ръб за допълнителна здравина на маншета
- ▶ Добри вирусни бариерни свойства, предпазва от различни химикали
- ▶ Отлична тактилна чувствителност, подобро сцепление на мокро и сухо с микротекстурирани върхове на пръстите
- ▶ Приляга отлично, лесно се слага и маха
- ▶ Без латекс, пудра и протеини, добра алтернатива за страдащите от алергии тип I
- ▶ Ръкавиците са подходящи за всякакъв контакт с храни

Цвят: **Черно**

Препоръки при употреба:



Основни процедури и отделения



Почистване



Работа с храни

МЕДИЦИНСКИ	2017/745	КЛАС I	EN 455	AQL 1.5
ЛПС	2016/425	КАТЕГОРИЯ III	EN 374	AQL 1.5

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗМЕР РЕФ.	ШИРИНА НА ДЛАНТА	ОБЩА ДЪЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА			
			ДЛАН	МАНШЕТ	ПРЪСТ	
XS	NIGLXS100BK	75±5 mm	240 mm	Мин. 0,08 mm	Мин. 0,07 mm	Мин. 0,10 mm
S	NIGLS100BK	85±5 mm				
M	NIGLM100BK	95±5 mm				
L	NIGLL100BK	110±5 mm				
XL	NIGLXL100BK	120±5 mm				
XXL	NIGLXXL100BK	≥ 120 mm				

МАТЕРИАЛ	ВЪНШНА ЧАСТ	ТРЕТИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ	СИЛА ПРИ СКЪСВАНЕ		ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ	БЕЗ ЕСТЕСТВЕН ЛАТЕКС	БЕЗ АКСЕЛЕРАТОР
			Преди стареене	След стареене			
Нитрил-бутадиен каучук (NBR)	С текстура на пръстите	Без пудра	Мин. 6N		5 години	да	не

ЕТИКЕТИРАНЕ

- ▶ Всяка единица показва следната информация: референтен номер на продукта, номер на партида и срок на годност.
- ▶ Използвани символи в съответствие със стандарт EN ISO 15223: символи, които трябва да се използват с етикети на медицински изделия, етикетиране и информация, които трябва да бъдат предоставени.

CE 2777

















Нотифициран орган, отговорен за сертифицирането и текущото съответствие:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland



EN ISO 374-5:2016
Предпазва от вируси

Устойчивост на бактерии и гъбички – преминава. Устойчивост на вируси – преминава.*Устойчивостта на проникване е оценена в лабораторни условия и се отнася само за тествания образец.

ОПАКОВКА/ЛОГИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ


НАЛИЧНИ РАЗМЕРИ	БР./ДОЗАТОР	БР./ТРАНСПОРТЕН КАШОН	ДОЗАТОР	ТРАНСПОРТЕН КАШОН
	100 бр.	1000 бр.		
	100 бр.	1000 бр.		
	100 бр.	1000 бр.		
	100 бр.	1000 бр.		
	100 бр.	1000 бр.		
	100 бр.	1000 бр.		



100 БР. В КУТИЯ



10 КУТИИ В КАШОН



600 КУТИИ НА ПАЛЕТ

Продажна единица: транспортен кашон

Условия на съхранение:



UAB Kasko Group I Kid-Man™
A. Vivulskio g. 12D 03221 Vilnius, Lithuania
+370 5 265 0000
info@kid-man.com | www.kid-man.com

