

## Ръкавици за преглед от нитрил

### Основни характеристики:

- ▶ Тънка ръкавица от нитрил без пудра, двустранна и с навит ръб за допълнителна здравина на маншета
- ▶ Добри вирусни бариерни свойства, предпазва от различни химикали
- ▶ Отлична тактилна чувствителност, подобро сцепление на мокро и сухо с микротекстурирани върхове на пръстите
- ▶ Приляга отлично, лесно се слага и маха
- ▶ Без латекс, пудра и протеини, добра алтернатива за страдащите от алергии тип I
- ▶ Ръкавиците са подходящи за всякакъв контакт с храни



Цвят: **Лилаво**

### Препоръки при употреба:



Основни процедури и отделения



Почистване



Работа с храни

МЕДИЦИНСКИ	2017/745	КЛАС I	EN 455	AQL 1.5
ЛПС	2016/425	КАТЕГОРИЯ III	EN 374	AQL 1.5

## ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗМЕР	РЕФ.	ШИРИНА НА ДЛАНТА	ОБЩА ДЪЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА		
				ДЛАН	МАНШЕТ	ПРЪСТ
<b>XS</b>	NIGLXS100	75±5 mm	240 mm	Мин. 0,08 mm	Мин. 0,07 mm	Мин. 0,10 mm
<b>S</b>	NIGLS100	85±5 mm				
<b>M</b>	NIGLM100	95±5 mm				
<b>L</b>	NIGLL100	110±5 mm				
<b>XL</b>	NIGLXL100	120±5 mm				

МАТЕРИАЛ	ВЪНШНА ЧАСТ	ТРЕТИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ	СИЛА ПРИ СКЪСВАНЕ		ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ	БЕЗ ЕСТЕСТВЕН ЛАТЕКС	БЕЗ АКСЕЛАТОР
			Преди стареене	След стареене			
Нитрил-бутадиен каучук (NBR)	С текстура на пръстите	Без пудра	Мин. 6N		5 години	да	не

## ЕТИКЕТИРАНЕ

- ▶ Всяка единица показва следната информация: референтен номер на продукта, номер на партида и срок на годност.
- ▶ Използвани символи в съответствие със стандарт EN ISO 15223: символи, които трябва да се използват с етикети на медицински изделия, етикетирани и информация, които трябва да бъдат предоставени.

**CE 2777**
















Нотифициран орган, отговорен за сертифицирането и текущото съответствие:  
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland



**EN ISO 374-5:2016**  
Предпазва от вируси

Устойчивост на бактерии и гъбички – преминава. Устойчивост на вируси – преминава. \*Устойчивостта на проникване е оценена в лабораторни условия и се отнася само за тествания образец.

## ОПАКОВКА/ЛОГИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ


НАЛИЧНИ РАЗМЕРИ	БР./ДОЗАТОР	БР./ТРАНСПОРТЕН КАШОН	ДОЗАТОР	ТРАНСПОРТЕН КАШОН
	100 бр.	1000 бр.		
	100 бр.	1000 бр.		
	100 бр.	1000 бр.		
	100 бр.	1000 бр.		
	100 бр.	1000 бр.		



100 БР. В КУТИЯ



10 КУТИИ В КАШОН



600 КУТИИ  
НА ПАЛЕТ

**Продажна единица:** транспортен кашон

**Условия на съхранение:**



UAB Kasko Group | Kid-Man™  
A. Vivulskio g. 12D 03221 Vilnius, Lithuania  
+370 5 265 0000  
info@kid-man.com | www.kid-man.com

