

## Mănuși de examinare din nitril

### Caracteristici cheie:

- ▶ Mănușă subțire din nitril fără pulbere, ambidextră și cu margine rulată pentru o rezistență suplimentară a manșetei
- ▶ Proprietăți bune de barieră virală, protejează împotriva unei varietăți de substanțe chimice
- ▶ Sensibilitate tactilă excelentă, aderență îmbunătățită pe uscat și pe umed, cu vârful de degete microtexturate
- ▶ Potrivire excelentă, ușor de pus și de scos
- ▶ Fără latex, pudră și proteine, o alternativă bună pentru cei care suferă de alergii de tip I
- ▶ Mănușile sunt potrivite pentru toate tipurile de contact cu alimentele



Culoare: **Negru**

### Recomandări de utilizare:



Proceduri  
și secții de bază



Curățare



Manipularea alimentelor

MEDICAL	2017/745	CLASA I	EN 455	AQL 1.5
EPP	2016/425	CATEGORIA III	EN 374	AQL 1.5

## INFORMAȚII DE BAZĂ

DIMENSIUNE	REF	LĂȚIMEA PĂLMEI	LUNGIMEA TOTALĂ	GROSIME		
				PALMĂ	MÂNECĂ	DEGETELE
<b>XS</b>	NIGLXS100BK	75±5 mm	240 mm	Min 0,08 mm	Min 0,07 mm	Min 0,10 mm
<b>S</b>	NIGLS100BK	85±5 mm				
<b>M</b>	NIGLM100BK	95±5 mm				
<b>L</b>	NIGLL100BK	110±5 mm				
<b>XL</b>	NIGLXL100BK	120±5 mm				
<b>XXL</b>	NIGLXXL100BK	≥ 120 mm				

MATERIAL	EXTERIOR	TRATAMENT INTERIOR	FORȚA LA RUPERE		TIMP DE DEPOZITARE	FĂRĂ LATEX NATURAL	FĂRĂ ACCELERATOR
			Înainte de utilizare	După utilizare			
Cauciuc nitril butadienic (NBR)	Texturat pentru degete	Fără pulbere	Min. 6N		5 ani	da	nu

## ETICHETĂRI

- ▶ Fiecare unitate prezintă următoarele informații: referința produsului, numărul lotului și data expirării.
- ▶ Simbolurile utilizate în conformitate cu standardul EN ISO 15223: Simboluri care trebuie utilizate cu etichetele dispozitivelor medicale, etichetarea și informațiile care trebuie furnizate.

CE 2777

Organismul notificat responsabil cu certificarea și conformitatea continuă: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Irlanda.



EN ISO 374-5:2016  
Protejează împotriva virusilor


Rezistența la bacterii și ciuperci - admis. Rezistența la virusi - admis. \*Rezistența la penetrare a fost evaluată în condiții de laborator și se referă numai la specimenul testat.

## INFORMAȚII PRIVIND AMBALAREA / INFORMAȚII LOGISTICE

DIMENSIUNI DISPONIBILE	PCS/DISPENSATOR	BUC/CARTON DE TRANSPORT	DISPENSATOR	CUTIE DE TRANSPORT
	100 buc.	1000 buc.		
	100 buc.	1000 buc.		
	100 buc.	1000 buc.		
	100 buc.	1000 buc.		
	100 buc.	1000 buc.		
	100 buc.	1000 buc.		



100 DE BUCĂȚI PE CUTIE

10 CUTII PER  
CARTON PRINCIPAL600 DE CUTII PER  
PALETĂ

Unitate de vânzare: Cutie de transport

Condiții de depozitare:



UAB Kasko Group I Kid-Man®  
A. Vivulskio g. 12D 03221 Vilnius, Lithuania  
+370 5 265 0000  
info@kid-man.com | www.kid-man.com

