

## Nitrila pārbaudes cimdi

### Galvenās īpašības:

- ▶ Plāni, nepūderēti nitrila cimdi, der gan kreisajai, gan labajai rokai, ar uzrullētu malu, kas nodrošina stingrāku aproci
- ▶ Aizsardzība pret vīrusiem un dažādām ķīmiskām vielām
- ▶ Lieliska taustes jutība, uzlabots satvēriens mitrā un sausā veidā, ar mikroteksturētiem pirkstu galiem
- ▶ Lieliski pieguļ, viegli uzvelkami un novelkami jo cimdus iekšējā virsma ir pārklāta ar hloru.
- ▶ Nesatur lateksu, pūderi un proteīnus, laba alternatīva tiem, kas cieš no I tipa alerģijām
- ▶ Cimdi ir piemēroti kontaktam ar pārtiku


 Krāsa: **Melna**

### Lietošanas ieteikumi:



Ikdienas procedūrām



Tīrīšanai



Saskarē ar pārtiku

MEDICĪNISKIE	2017/745	I KLASE	EN 455	AQL 1.5
IAL	2016/425	III KATEGORIJA	EN 374	AQL 1.5

## PAMATINFORMĀCIJA

IZMĒRS	REF	PLAUKSTAS PLATUMS	KOPĒJAIS GARUMS	BIEZUMS		
				PLAUKSTA	APROCE	PIRKSTS
<b>XS</b>	NIGLXS100BK	75±5 mm	240 mm	Min 0,08 mm	Min 0,07 mm	Min 0,10 mm
<b>S</b>	NIGLS100BK	85±5 mm				
<b>M</b>	NIGLM100BK	95±5 mm				
<b>L</b>	NIGLL100BK	110±5 mm				
<b>XL</b>	NIGLXL100BK	120±5 mm				
<b>XXL</b>	NIGLXXL100BK	≥ 120 mm				

MATERIĀLS	ĀRPUSE	IEKŠĒJĀ APDARE	IZSTIEPŠANAS LIMITS PIE SAPLĪŠANAS		DERĪGUMA TERMIŅŠ	BEZ DABĪGĀ LATEKSA	BEZ AKSELERATORA
			Pirms novecošanas	Pēc novecošanas			
Nitrilbutadiēna gumija (NBR)	Teksturēts pirksts	Nepūderēti	Min. 6N		5 gadi	jā	nē

## MARĶĒJUMS

- ▶ Katrā vienībā uzrādīta šāda informācija: preces reference, partijas numurs un derīguma termiņš.
- ▶ Simboli, kas izmantoti saskaņā ar standartu EN ISO 15223: simboli, kas izmantojami medicīnas ierīču etiķetēs, marķējumā un sniedzamajā informācijā.

**CE 2777**













Pilnvarotā iestāde, kas atbild par sertifikāciju un pastāvīgu atbilstību:  
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland



**EN ISO 374-5:2016**  
Aizsargā pret vīrusiem

Izturība pret baktērijām un sēnītēm – pārbaudīta. Izturība pret vīrusiem - pārbaudīta.  
Izturība pret penetrāciju ir novērtēta laboratorijas apstākļos un attiecas tikai uz pārbaudīto paraugu.

## IEPAKOJUMS / LOĢISTIKAS INFORMĀCIJA


PIEEJAMIE IZMĒRI	GAB/ IEPAKOJUMS	GAB/ TRANSPORTĒŠANAS IEPAKOJUMS	IEPAKOJUMS	TRANSPORTĒŠANAS IEPAKOJUMS
<b>XS</b>	100 gab.	1000 gab.		
<b>S</b>	100 gab.	1000 gab.		
<b>M</b>	100 gab.	1000 gab.		
<b>L</b>	100 gab.	1000 gab.		
<b>XL</b>	100 gab.	1000 gab.		
<b>XXL</b>	100 gab.	1000 gab.		



100 GAB KASTĒ



10 KASTES LIELAJĀ  
KARTONA KASTĒ



600 KASTES  
UZ VIENAS PALETES

**Pārdošanas vienība:** Transporta kaste

**Uzglabāšanas nosacījumi:**



**UAB Kasko Group | Kid-Man®**  
A.Vivulskio str. 12D, 03221, Vilnius, Lithuania  
www.kid-man.com | info@kid-man.com  
Tel. +370 5 265 0000

Importator / Distribuitor in Romania : Kid-Man Aid SRL  
Strada Theodor Aman Nr 2-2A, Braila Tel: +40757038588

Made in China | Pagaminta Kinijoje  
Ražots Ķīnā | Fabricate în China

